



Fisher Scientific General Catalog 2018-



Fisher Scientific General Catalog 2018-

https://wexer-store.com/fisher_products (8/1以降OPEN)

価格・仕様

- 本カタログの価格は2018年8月1日現在のメーカー希望小売価格です。
表示価格には消費税は含まれておりません。
- 本カタログは2018年8月に作成したもので、製品の仕様、外観、記載内容および価格は、予告なく変更させていただく場合がございます。

本カタログの製品をご使用の際は

- ①試験・研究目的以外には使用しないでください。
- ②実験研究の知識のある方の指導のもとでご使用ください。
- ③ご使用前に、テスト・点検を行い安全をご確認ください。

商 標

- 本カタログに掲載してある会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

アイコンについて

オートクレーブ	オートクレーブにかけられます。
滅菌済	滅菌済み製品です。
パイロジェンフリー	LALテストにより〈0.5EU/mL〉を保証。
RNase/DNase フリー	RNase/DNase フリーの製品

材料コード

材料コード	名称
ABS樹脂	アクリルニトリルブタジエンスチレン樹脂
ACL	アセタール
CA	セルロースアセテート
CN	ニトロセルロース
EVA樹脂	エチレン酢酸ビニル共重合樹脂
FLPE	フッ化高密度ポリエチレン
FLPP	フッ化ポリプロピレン
FRP (Fiber Reinforced Plastic)	ガラス繊維強化ポリエステル(繊維強化プラスチック)
HDPE	高密度ポリエチレン
LDPE	低密度ポリエチレン
LLDPE	直鎖状低密度ポリエチレン
NYL	ナイロン
PC	ポリカーボネート
PE	ポリエチレン
PES	ポリエーテルサルホン
PETG	ポリエチレンテレフタレート共重合体
PMMA	ポリメタクリル酸メチル(アクリル)
PMP	ポリメチルペンテン
PMX	パーマノックス
PP	ポリプロピレン
PPCO	ポリプロピレンコポリマー
PPE	変性ポリフェニレンエーテル
PPO	ポリフェニレンオキシド
PS	ポリスチレン
PSF	ポリサルホン
PTFE	ポリテトラフルオロチレン
PUR	ポリウレタン
PVC	ポリ塩化ビニル
PVDF	ポリビニリデンジフロライド
ResMer™	ResMer™ manufacturing Technology
SFCA	無界面活性剤セルロースアセテート
TMX	サーマノックス
TPE	熱可塑性エラストマー
XLPE	架橋高密度ポリエチレン

CATALOG CONTENTS

消耗品

ガラス容器	8	デシケーター	39
チューブ・ラック	13	キュベット	40
ラベル・ペン	19	タイマー	41
ピペット	20	温度計	42
ペレットペッスル	25	比重びん	45
フィルトレーション	26	スターラーバー	46
透析膜	28	オートクレープ用品	48
スライドグラス・カバーグラス	29	安全保護用具	51
サンプリング用品	33		

機器

新製品	60	ホモジナイザー	67
ミニ遠心機	62	ホットプレート / スターラー	68
ミキサー / シェーカー	63	送液ポンプ	69

CATALOG NO. INDEX

カタログNo.	ページ	カタログNo.	ページ	カタログNo.	ページ	カタログNo.	ページ
01-812-50	49	05-541-55	18	12-550-15	29	13-876-2	69
01-812-51	49	06-662-4	42	12-550-17	29	13-876-3	69
01-812-54	49	06-662-9	41	12-550-18	29	13-876-4	69
01-812-55	49	06-664-11	45	12-550-19	29	14-203A	57
01-812-57	49	06-664-269	44	12-550-20	29	14-203B	57
01-812-58	49	07-580	39	12-587-10	32	14-206-62	57
01-814A	48	07-580-1	39	12-587-17B	32	14-206-63	57
01-814B	48	08-647-120	18	12608513	35	14-206-64	57
01-814C	48	08-647-121	18	12922850	35	14-206-65	57
01-814D	48	08-664-5A	39	13-379-4	19	14-373	37
01-815-2	48	09-753-1A	27	13-379-5	19	14-373-25A	37
01-816-10	48	09-753-1C	27	13-675-2C	21	14-373-25B	37
01-816-11	48	09-753-1E	27	13-675-3C	21	14-374	38
01-816-12	48	09-753-2	27	13-676-10B	21	14-375-250	36
01-826A	48	09-753A	26	13-676-10C	21	14-375-251	36
01-826B	48	09-753C	26	13-676-10F	21	14-375-252	36
01-826C	48	09-753E	26	13-676-10G	21	14-375-253	36
01-826D	48	09-753G	26	13-676-10H	21	14-375-254	36
01-826E	48	11680302	35	13-676-10J	21	14-375-255	36
01-828A	48	11730594	31	13-676-10K	21	14-375-256	36
01-828B	48	11790334	18	13-676-10M	21	14-375-257	36
02-216-101	64	11-848	33	13-676-10Q	21	14-376-60	16
02-216-116	64	11-848-2	33	13-676-10R	21	14-376-69	16
02-216-117	64	11-848-3	33	13-678-11	21	14-376-74	16
02-216-120	64	11-848-4	33	13-678-11B	21	14-376-83	16
02-542-3	8	11-848-5	33	13-678-11C	21	14-385-999	40
02-668-10	23	11-848-6	33	13-678-11D	21	14-512-129	46
02-668-15	23	11-848-7	33	13-678-11E	21	14-512-130	46
02-668-25	23	11-848-8	33	13-678-11F	21	14-512-131	46
02-668-30	23	11908094	35	13-678-20A	22	14-512-132	46
02-678	24	11918014	18	13-678-20C	22	14-512-133	46
02-681-311	13	11918094	35	13-678-27A	20	14-512-134	46
02-681-320	13	11998084	35	13-678-27B	20	14-513-51	47
02-681-321	13	12-006-900	62	13-678-27C	20	14-513-52	47
02-681-370	13	12-006-901	62	13-678-27D	20	14-513-56	47
02-681-371	13	12-009-7A	58	13-678-27E	20	14-513-57	47
02-681-372	13	12-009-7B	58	13-678-27F	20	14-513-58	47
02-681-373	13	12-141-361	25	13-678-31D	20	14-513-59	47
02-681-374	13	12-141-362	25	13-678-31E	20	14-513-60	47
02-681-375	13	12-141-363	25	13-678-31G	20	14-513-61	47
02-707-17	17	12-141-364	25	13-678-31H	20	14-513-62	47
03-247Q	45	12-141-365	25	13-678-31J	20	14-513-63	47
03-448-1	31	12-141-366	25	13-678-36A	20	14-513-64	47
03-448-10	31	12-141-367	25	13-678-36B	20	14-513-65	47
03-448-2	31	12-141-368	25	13-678-36C	20	14-513-66	47
03-448-3	31	12-544-5CY	29	13-678-36D	20	14-513-67	47
03-448-4	31	12-545-100	30	13-678-36E	20	14-513-68	47
03-448-5	31	12-545-101	30	13-678-651	23	14-513-98	47
03-448-6	31	12-545-102	30	13-678-652	23	14-649-17	41
03-448-7	31	12-545-80	30	13-678-653	23	14-791-6A	17
03-448-8	31	12-547	31	13-678-654	23	14-791-6B	17
03-448-9	31	12-548-5A	30	13-678-6A	22	14-791-6C	17
04-978-145	13	12-548-5C	30	13-678-6B	22	14-827-104	58
05-539-12	14	12-548-5E	30	13-678-8A	22	14-827-105	58
05-539-5	14	12-548-5G	30	13-678-8B	22	14-827-122	58
05-539-6	14	12-548-5J	30	13-681-500	23	14-827-129	58
05-539-7	14	12-548-5M	30	13-681-501	23	14-827-63	58
05-539-8	14	12-548-5P	30	13-681-502	23	14-827-71	58
05-541-50	18	12-548-5R	30	13-681-503	23	14-830-107A	58
05-541-51	18	12-548A	30	13-681-504	23	14-955-125	40
05-541-53	18	12-548B	30	13-711-65	33	14-955-126	40
05-541-54	18	12-548C	30	13-876-1	69	14-955-127	40

カタログNo.	ページ	カタログNo.	ページ	カタログNo.	ページ	カタログNo.	ページ
14-955-128	40	15-340-159	67	21-153-100	28	A00000012	63
14-955-129	40	15-340-160	67	21-401-10	38	A00000014	63
14-955-130	40	15-340-161	67	21-401-25A	38	A00000015	63
14-955-150	68	15-340-162	67	21-401-25B	38	FB-100-100	9
14-955-151	63	15-340-164	67	22-032-079	50	FB-100-1000	9
14-955-163	63	15-340-167	61	22-032-080	50	FB-100-150	9
14-955-175	34	15-340-176	61	22-032-085	50	FB-100-250	9
14-955-176	34	15-340-184	67	22-032-087	50	FB-100-400	9
14-955-177	34	15336558	37	22-037-959	58	FB-100-50	9
14-955-178	34	15356558	37	22-170-146	17	FB-100-600	9
14-955-180	34	15366548	31	22-170-210	17	FB-101-1000	10
14-955-181	34	15366558	37	22-170-252	17	FB-101-2000	10
14-955-182	34	15408113	34	22-230-482	22	FB-101-250	10
14-955-183	34	15442214	34	22-230-490	22	FB-101-400	10
14-955-184	34	15-903	49	22-274-913	24	FB-101-4000	10
14-955-185	34	15-904	49	22-274-914	24	FB-101-600	10
14-958-10A	15	15-905	49	22-362-566	24	FB-102-100	9
14-958-10B	15	15-920-C	19	22-362-574	24	FB-102-1000	9
14-958-10C	15	17-100-898	55	22-363-547	14	FB-102-200	9
14-958A	16	17-100-903	56	22-363-548	14	FB-102-300	9
14-958B	16	17-100-926	56	22-363-549	14	FB-102-400	9
14-958C	16	17-100-927	56	3360JP	69	FB-102-600	9
14-958D	16	17-310	56	3361JP	69	FB-300-1000	12
14-958E	16	17-988-448	58	3362JP	69	FB-300-2000	12
14-958F	16	19-041-170A	52	3363JP	69	FB-300-250	12
14-958G	16	19-041-170B	52	3364JP	69	FB-300-4000	12
14-958H	16	19-041-170C	52	3365JP	69	FB-300-500	12
14-958J	16	19-041-171A	51	3366JP	69	FB-500-1000	10
14-958K	16	19-041-171B	51	3370JP	69	FB-500-125	10
14-961-25	15	19-041-171C	51	3371JP	69	FB-500-2000	10
14-961-26	15	19-041-171D	51	3372JP	69	FB-500-25	10
14-961-27	15	19-050-548A	53	3373JP	69	FB-500-250	10
14-961-28	15	19-050-548B	53	3374JP	69	FB-500-4000	10
14-961-29	15	19-050-548C	53	3375JP	69	FB-500-50	10
14-961-30	15	19-050-548D	53	3376JP	69	FB-500-500	10
14-961-31	15	19-050-550A	51	3377JP	69	FB-500-6000	10
14-961-32	15	19-050-550B	51	3378JP	69	FB-501-1000	11
14-961-33	15	19-050-550C	51	3391JP	69	FB-501-125	11
14-961-34	15	19-050-550D	51	3392JP	69	FB-501-2000	11
14-962-26D	16	19-060-218	55	3393JP	69	FB-501-250	11
14-962-26F	16	19-130-2090	54	3394JP	69	FB-501-500	11
14-962-26G	16	19-130-2091	54	4227JP	44	FB-800-100	8
14-962-26H	16	19-130-2095	54	50-109-4650	12	FB-800-1000	8
14-962-26K	16	19-130-2096	54	50-109-4651	12	FB-800-10000	8
14-962-26M	16	19-130-2097	54	50-109-4654	12	FB-800-2000	8
15-077-67	70	19-181-503	55	50-109-4655	12	FB-800-250	8
15-077-8D	45	19-181-504	55	63754060	53	FB-800-500	8
15-077-955	39	19-682	67	63754070	53	FB-800-5000	8
15-081-102	42	21-152-10	28	63754080	53	FB-800-STDCAP	8
15-081-103	42	21-152-13	28	63754090	53	FB15013	63
15-081-108	44	21-152-14	28	88-861-043	65	FB33182	8
15-081-109	44	21-152-15	28	88-861-049	66	FS120349LJ	60
15-081-123	43	21-152-16	28	88-861-121	66	FS120460LJ	60
15-081-124	43	21-152-17	28	88-861-122	66	TSI-501-2	50
15-340-151	67	21-152-18	28	88-861-123	66	TSI-512-2	50
15-340-152	67	21-152-3	28	88-861-124	66	TSI-534-2	50
15-340-153	67	21-152-4	28	88-861-125	66		
15-340-154	67	21-152-5	28	88-861-126	66		
15-340-155	67	21-152-6	28	93733060	52		
15-340-156	67	21-152-7	28	93733070	52		
15-340-157	67	21-152-8	28	93733080	52		
15-340-158	67	21-152-9	28	93733090	52		

消耗品

CONTENTS

ガラス容器	8
チューブ・ラック	13
ラベル・ペン	19
ピペット	20
ペレットペッスル	25
フィルトレーション	26
透析膜	28
スライドグラス・カバーグラス	29
サンプリング用品	33
デシケーター	39
キュベット	40
タイマー	41
温度計	42
比重びん	45
スターラーバー	46
オートクレープ用品	48
安全保護用具	51

メジューム瓶

高品質でお求めやすい低価格を実現した、広口汎用保存瓶

- 耐熱性と化学薬品耐性に優れたガラスを使用
- アルカリ含有量を低く抑えた高品質ガラス
- 液ダレと欠けを防ぐポアリング付
- 白エナメルが目盛りと書き込み面付
- 口内径：約30mm
- ネジ規格：ISO/GL45
- オートクレーブ可（最高140℃）



ポアリング付

【材質】 本体：ホウケイ酸ガラス（ASTM E438 Type 1 Class A適合）／キャップ・ポアリング：ポリプロピレン

カタログNo.	容量	目盛	サイズ	入数	価格
FB-800-100	100mL	20～80mL (10mL 刻み)	φ56×100Hmm	1	¥540
FB-800-250	250mL	50～200mL (25mL 刻み)	φ70×138Hmm	1	¥560
FB-800-500	500mL	100～400mL (50mL 刻み)	φ86×176Hmm	1	¥740
FB-800-1000	1L	100～900mL (50mL 刻み)	φ101×225Hmm	1	¥1,040
FB-800-2000	2L	400～1,800mL (100mL 刻み)	φ136×262Hmm	1	¥2,200
FB-800-5000	5L	1,000～4,500mL (250mL 刻み)	φ186×355Hmm	1	¥10,900
FB-800-10000	10L	2,000～9,000mL (500mL 刻み)	φ234×435Hmm	1	¥24,200
FB33182	20L	2,000～18,000mL (1,000mL 刻み)	φ295×505Hmm	1	¥52,300
FB-800-STDCAP		交換用キャップ		10	¥6,500
02-542-3		交換用ポアリング		10	¥2,400

注意 オートクレーブの際はキャップをゆるめ、2L以上はキャップを取り外してください。
キャップとポアリングは乾熱滅菌にはかけられません。

高品質 Fisherbrand メジューム瓶の特長

- Fisherbrand メジューム瓶は、試薬、細胞培養液、血清などのバイオフィールドにおける液体や粉体の保管に適しています。
- 耐久性の高いホウケイ酸ガラスは、化学薬品を使用したり、加熱が必要な理化学分野においても適しています。
- 多くの理化学・医療・バイオテクノロジーの研究分野で使用されています。

- 国際標準規格 ASTM E438 Type 1, Class A 規格に準拠したガラスを使用。これは研究用で用いられるガラスのトップグレードのガラスです。
- ASTM E438 Type 1, Class A に準拠している高品質のガラスは膨張率が低いため高温にも耐え、化学薬品耐性も高いため、研究現場において理想的とされているガラスです。
- アルカリの含有量を限りなく低く抑え、アルカリ溶出がほとんどありません。
- 肉厚構造のため、機械的強度や熱耐性に優れています。
- 白エナメルが目盛りと書き込み面付です。鉛筆で記入すれば消しゴムで消すことができます。



- キャップにはパッキンを使用していないため、パッキンの材質検査、耐性、汚染、隙間への液体・異物の侵入などに煩わされることがありません。
- キャップは厚手で丈夫なポリプロピレン製で、繰り返しのオートクレーブが可能です。（オートクレーブの際はキャップをゆるめ、2L以上はキャップを取り外すことをおすすめします）
- キャップ部分はネジ規格 GL45 に準拠しており、お手持ちの同規格キャップにも使用可能です。
- 液ダレとフチの欠けを防ぐポアリングは、付け外ししやすく脱落しにくい絶妙なデザインになっています。繰り返しのオートクレーブで劣化しても交換が可能です。

ビーカー

高品質ガラスを使用した、厚手で丈夫なビーカー

- 口がわずかに広がった、注ぎやすいデザイン
- 上端部分は割れにくいビード加工仕上げ
- 書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能
- 双方向目盛り付
- ASTM E960、Type I規格適合

【材質】 ホウケイ酸ガラス (ASTM E438 Type1 Class A適合)



カタログNo.	容量	目盛	サイズ	入数	価格
FB-100-50	50mL	10～40mL (10mL 刻み)	φ41×53Hmm	1	¥440
FB-100-100	100mL	20～80mL (10mL 刻み)	φ50×71Hmm	1	¥440
FB-100-150	150mL	20～140mL (20mL 刻み)	φ57×79Hmm	1	¥440
FB-100-250	250mL	25～200mL (25mL 刻み)	φ68×88Hmm	1	¥440
FB-100-400	400mL	50～325mL (25mL 刻み)	φ77×106Hmm	1	¥440
FB-100-600	600mL	50～500mL (50mL 刻み)	φ88×122Hmm	1	¥560
FB-100-1000	1,000mL	100～1,000mL (50mL 刻み)	φ107×145Hmm	1	¥1,040

トールビーカー

背が高いビーカー

- 口がわずかに広がった、注ぎやすいデザイン
- 上端部分は割れにくいビード加工仕上げ
- 書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能
- 双方向目盛り付
- ASTM E960、Type III規格適合

【材質】 ホウケイ酸ガラス (ASTM E438 Type1 Class A適合)



カタログNo.	容量	目盛	サイズ	入数	価格
FB-102-100	100mL	20～80mL (10mL 刻み)	φ50×78Hmm	1	¥440
FB-102-200	200mL	25～150mL (25mL 刻み)	φ57×104Hmm	1	¥440
FB-102-300	300mL	25～250mL (25mL 刻み)	φ64×118Hmm	1	¥440
FB-102-400	400mL	25～325mL (25mL 刻み)	φ70×127Hmm	1	¥600
FB-102-600	600mL	50～500mL (50mL 刻み)	φ80×150Hmm	1	¥800
FB-102-1000	1,000mL	50～950mL (50mL 刻み)	φ90×188Hmm	1	¥1,140

厚手ビーカー

衝撃に強い丈夫なビーカー

- 上端は割れにくいように特に厚く作られ、注ぎ口は注ぎやすいデザイン
- 書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能
- 双方向目盛り付
- ASTM E960、Type II規格適合



【材質】 ホウケイ酸ガラス (ASTM E438 Type1 Class A適合)

カタログNo.	容量	目盛	サイズ	入数	価格
FB-101-250	250mL	25～200mL (25mL 刻み)	φ 67×92Hmm	1	¥880
FB-101-400	400mL	25～325mL (25mL 刻み)	φ 77×114Hmm	1	¥1,160
FB-101-600	600mL	50～500mL (50mL 刻み)	φ 87×122Hmm	1	¥1,340
FB-101-1000	1,000mL	100～1,000mL (50mL 刻み)	φ 107×152Hmm	1	¥1,760
FB-101-2000	2,000mL	200～1,800mL (100mL 刻み)	φ 130×190Hmm	1	¥5,100
FB-101-4000	4,000mL	500～3,500mL (500mL 刻み)	φ 161×252Hmm	1	¥8,380

▲注意 攪拌機能や温度コントロール機能がないホットプレートでは温度差が生じ、ビーカーが破損する原因になりますのでご注意ください。

三角フラスコ

- 計量や攪拌など、幅広い用途に
- 強度を高めるため、口部分は特に厚く強化され、ビード加工により丸くなめらかな仕上げ
- 衝撃を受けても割れにくい角度とカーブのデザイン
- 書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能
- ASTM E1404、Type I、Class 1 規格適合



【材質】 ホウケイ酸ガラス (ASTM E438 Type1 Class A適合)

カタログNo.	容量	目盛	ストッパー (U.S.)	サイズ	入数	価格
FB-500-25	25mL	10～25mL (5mL 刻み)	No.0	φ 39×65Hmm	1	¥540
FB-500-50	50mL	20～50mL (10mL 刻み)	No.1	φ 50×78Hmm	1	¥540
FB-500-125	125mL	50～125mL (25mL 刻み)	No.5	φ 66×108Hmm	1	¥420
FB-500-250	250mL	50～225mL (25mL 刻み)	No.6	φ 82×130Hmm	1	¥420
FB-500-500	500mL	100～500mL (50mL 刻み)	No.7	φ 102×174Hmm	1	¥560
FB-500-1000	1,000mL	250～1,000mL (50mL 刻み)	No.9	φ 128×213Hmm	1	¥1,000
FB-500-2000	2,000mL	600～2,000mL (100mL 刻み)	No.10	φ 161×275Hmm	1	¥1,880
FB-500-4000	4,000mL	1,000～4,000mL (250mL 刻み)	No.10	φ 208×355Hmm	1	¥3,880
FB-500-6000	6,000mL	1,500～6,000mL (500mL 刻み)	No.10	φ 235×393Hmm	1	¥5,720

目盛りは目安としてお使いください。

広口三角フラスコ

- 計量や攪拌など、幅広い用途に
- 強度を高めるため、口部分は特に厚く強化され、ビード加工により丸くなめらかな仕上げ
- 衝撃を受けても割れにくい角度とカーブのデザイン
- 書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能
- ASTM E1404、Type I、Class 2 規格適合



【材質】 ホウケイ酸ガラス (ASTM E438 Type1 Class A適合)

カタログNo.	容量	目盛	ストッパー (U.S.)	サイズ	入数	価格
FB-501-125	125mL	50～125mL (25mL 刻み)	No.6	φ66×108Hmm	1	¥440
FB-501-250	250mL	50～225mL (25mL 刻み)	No.8	φ77×130Hmm	1	¥460
FB-501-500	500mL	100～500mL (50mL 刻み)	No.10	φ97×172Hmm	1	¥620
FB-501-1000	1,000mL	250～1,000mL (50mL 刻み)	No.11	φ122×216Hmm	1	¥960
FB-501-2000	2,000mL	600～2,000mL (100mL 刻み)	No.13	φ161×265Hmm	1	¥1,780

目盛りは目安としてお使いください。

参考

U.S. 規格ストッパー サイズ表

No.	上部径	下部径	高さ
0	17mm	13mm	25mm
1	19mm	14mm	
5	27mm	23mm	
6	32mm	26mm	
7	37mm	30mm	
8	41mm	33mm	
9	45mm	37mm	
10	50mm	42mm	
11	56mm	48mm	
12	64mm	54mm	
13	68mm	58mm	

ろ過フラスコ

標準の三角フラスコに比べ肉厚

- 書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能
- ASTM E1406、Type II、Class 1 規格適合



【材質】 ホウケイ酸ガラス (ASTM E438 Type1 Class A適合)

カタログNo.	容量	目盛	ストッパー (U.S.)	コネクション	サイズ	入数	価格
FB-300-250	250mL	50～250mL (50mL 刻み)	No.6	0.31" I.D.	φ83×153Hmm	1	¥3,520
FB-300-500	500mL	100～500mL (50mL 刻み)	No.7	0.31" I.D.	φ104×184Hmm	1	¥6,140
FB-300-1000	1,000mL	400～1,000mL (50mL 刻み)	No.8	0.38" I.D.	φ135×230Hmm	1	¥9,680
FB-300-2000	2,000mL	600～2,000mL (100mL 刻み)	No.9	0.38" I.D.	φ168×285Hmm	1	¥16,300
FB-300-4000	4,000mL	1,000～4,000mL (250mL 刻み)	No.12	0.38" I.D.	φ208×370Hmm	1	¥24,600

目盛りは目安としてお使いください。

セーフティーボトルキャリア

- 試薬ボトルを安全に持ち運び、ぶつかった時の破損を防ぐ
- 化学薬品耐性に優れた丈夫な厚手エラストマ製で、取っ手と本体は壊れにくい一体成型
- ボトルを中央に設置でき、さらに側面や底面からの衝撃を和らげる「センタリングリング」付
- 液体や氷を入れて、バケツとしても使用可能
- 使用可能温度：-40～110℃



【材質】 エチレンプロピレンジエンモノマー (EPDM)

カタログNo.	適合ボトル容量	内寸 (直径×本体高)	外寸 (直径×本体高×全高)	色	入数	価格
50-109-4655	500-1,000mL	109×158mm	115×168×260mm	黒	1	¥8,100
50-109-4654				赤	1	¥8,100
50-109-4650	2.5-4L	177×240mm	188×268×400mm	黒	1	¥14,000
50-109-4651				赤	1	¥14,000

シリコナイズドスナップキャップ付チューブ

- 微量サンプルの回収に適している
- 耐熱温度: -80 ~ 120℃
- 耐遠心荷重: 30,000×g
- 未滅菌

DNase/RNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ

【材質】 ポリプロピレン

カタログNo.	容量	サイズ	目盛	入数	価格
02-681-311	0.6mL	10×30Hmm	0.2mL 刻み	500	¥7,060
02-681-320	1.5mL	13×40Hmm	0.5mL 刻み	250	¥4,300
02-681-321	2.0mL	13×40Hmm	0.5mL 刻み	250	¥5,160



Fisherbrand

フィッシャーチューブ

- プラグシールタイプのキャップが付いたコニカル底の透明チューブ
- キャップはコンタミネーションと蒸発を最小に抑える構造

【材質】 ポリスチレン

カタログNo.	容量 (mL)	サイズ (mm)	入数	価格
04-978-145	1	13.7×55H	500	¥17,200



Fisherbrand

ギザ付スクリューキャップチューブ

- 外側に突起があり、開閉の際に手がすべらない
- 冷凍可

DNase/RNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ 滅菌済


【材質】 ポリプロピレン

カタログNo.	タイプ	容量	耐遠心荷重	入数 (包装)	価格
02-681-370	自立型	0.5mL	30,000×g	500 (50×10袋)	¥28,700
02-681-372		1.5mL	18,000×g	500 (50×10袋)	¥28,700
02-681-374		2.0mL	18,000×g	500 (50×10袋)	¥28,700
02-681-371	コニカル	0.5mL	25,000×g	500 (50×10袋)	¥28,700
02-681-373		1.5mL	30,000×g	500 (50×10袋)	¥28,700
02-681-375		2.0mL	25,000×g	500 (50×10袋)	¥28,700



コニカルチューブ

- 密閉度の高いプラグシールと、ラベルを貼ったり書き込みしやすいフラットトップの2種類のキャップ
- 大きな書き込み面
- 読み取りやすい、黒字の目盛り付



☐ ☒ バイロジェンフリー ☐ ☒ 滅菌済

【材質】 本体: ポリプロピレン / キャップ: ポリエチレン

カタログNo.	容量	サイズ (mm)	耐遠心荷重	目盛	キャップ	入数 (包装)	価格
05-539-5	15mL	17×119H	12,000×g	2～14.5mL (0.5mL 刻み)	プラグシール	500 (50×10 ラック)	¥29,100
05-539-12					フラットトップ	500 (50×10 ラック)	¥29,100
05-539-6	50mL	28×115H	9,400×g	5～50mL (2.5mL 刻み)	プラグシール	500 (25×20 ラック)	¥32,900
05-539-7					プラグシール	500 (25×20 袋)	¥32,300
05-539-8					フラットトップ	500 (25×20 ラック)	¥32,900

セルストレーナー

ガーゼ濾過よりも速く簡単に、
細胞塊やプライマリーティッシュから細胞を分離

- 均一な単細胞浮遊液の調製が可能
- Fisherbrandをはじめ、各社の50mLコニカルチューブにフィット
- インサート部分サイズ: 外径26mm、内径23mm、内高13mm
- 個包装



☐ ☐ ☐ ☒ 滅菌済

【材質】 フレーム: ポリプロピレン / メッシュ: ナイロン

カタログNo.	メッシュサイズ	色	入数	価格
22-363-547	40μm	青	50	¥19,100
22-363-548	70μm	白	50	¥19,100
22-363-549	100μm	黄	50	¥19,100

直口ホウケイ酸ガラスチューブ

熱膨張率が低く、化学薬品耐性に優れたホウケイ酸ガラス製

- 細胞培養、生化学試験、クロスマッチテストなどに適している
- 形状：直口（リム無）、丸底

【材質】 ホウケイ酸ガラス（ASTM E438、Type I、Class B 適合）

カタログNo.	サイズ	入数 (包装)	価格
14-961-25	10×75Hmm	1,000 (250×4トレイ)	¥7,920
14-961-26	12×75Hmm	1,000 (250×4トレイ)	¥8,940
14-961-27	13×100Hmm	1,000 (250×4トレイ)	¥11,700
14-961-28	15×85Hmm	1,000 (250×4トレイ)	¥15,400
14-961-29	16×100Hmm	1,000 (250×4トレイ)	¥16,600
14-961-30	16×125Hmm	1,000 (250×4トレイ)	¥18,800
14-961-31	16×150Hmm	1,000 (250×4トレイ)	¥19,800
14-961-32	18×150Hmm	500 (125×4トレイ)	¥14,400
14-961-33	20×150Hmm	500 (250×2トレイ)	¥22,200
14-961-34	25×150Hmm	500 (125×4トレイ)	¥40,700



直口ホウケイ酸ガラスチューブ 厚型

一般的なディスプレイブルガラスチューブに比べ、ウェルが厚手のタイプ

- 熱膨張率が低く、化学薬品耐性に優れたホウケイ酸ガラス製
- 細胞培養や生化学試験に適している
- 形状：直口（リム無）、丸底
- 焼鈍処理済
- 化学洗浄済
- リントフリートレイ入り

【材質】 ホウケイ酸ガラス（ASTM E438、Type I、Class B 適合）

カタログNo.	サイズ	入数 (包装)	価格
14-958-10A	10×75Hmm	1,000 (250×4トレイ)	¥11,000
14-958-10B	12×75Hmm	1,000 (250×4トレイ)	¥12,100
14-958-10C	13×100Hmm	1,000 (250×4トレイ)	¥18,800



直口フrintガラスチューブ

- 圧力作用による破損を減らすため、焼鈍処理済
- 切断面は滑らかに処理
- 形状：直口（リムなし）、丸底

【材質】 フリントガラス

カタログNo.	サイズ	入数 (包装)	価格
14-958A	6×50Hmm	1,000 (100×10トレイ)	¥8,700
14-958B	10×75Hmm	1,000 (250×4トレイ)	¥7,760
14-958C	12×75Hmm	1,000 (250×4トレイ)	¥8,800
14-958D	13×100Hmm	1,000 (250×4トレイ)	¥11,500
14-958E	15×85Hmm	1,000 (250×4トレイ)	¥17,900
14-958F	16×100Hmm	1,000 (250×4トレイ)	¥14,500
14-958G	16×125Hmm	1,000 (250×4トレイ)	¥18,000
14-958H	16×150Hmm	1,000 (250×4トレイ)	¥19,800
14-958J	18×150Hmm	500 (250×2トレイ)	¥15,300
14-958K	20×150Hmm	500 (250×2トレイ)	¥18,400

注意 急激な温度変化をとまなう作業や、腐食性薬品の使用は避けてください。



Fisherbrand

スクリューキャップ付試験管

ライナーなしのキャップ付で、チューブには書き込み面付

- 熱膨張率が低く、化学薬品耐性に優れたホウケイ酸ガラス製
- 組織培養、細菌学、臨床化学、血液検査などに適している
- 軟質ガラスで起こりがちなアルカリ溶出なし
- 形状：スクリュー口、丸底、書き込み面付
- クリーンパック

【材質】 チューブ：ホウケイ酸ガラス／キャップ：ポリプロピレン

カタログNo.	サイズ	ネジ規格	入数 (包装)	価格
14-962-26D	13×100Hmm	13-415	1,000 (500×2トレイ)	¥61,800
14-962-26F	16×100Hmm	15-415	1,000 (250×4トレイ)	¥67,300
14-962-26G	16×125Hmm	15-415	1,000 (250×4トレイ)	¥72,800
14-962-26H	16×150Hmm	15-415	1,000 (250×4トレイ)	¥78,300
14-962-26K	20×125Hmm	18-415	500 (250×2トレイ)	¥51,900
14-962-26M	20×150Hmm	18-415	500 (250×2トレイ)	¥57,300




Fisherbrand

TainerTop セーフティーキャップ

- 攪拌、遠心、冷蔵、冷凍など、さまざまなプロトコルにも耐えるスナップキャップ
- 各種培養チューブに使用でき、サンプルのコンタミネーションを防止
- 密閉性が高く、臨床検体からのエアロゾルを防止し、感染のリスクを低減

【材質】 ポリエチレン

カタログNo.	適合チューブ外径	入数	価格
14-376-60	10mm	1,000	¥7,060
14-376-74	12～13mm	1,000	¥7,060
14-376-69	13mm	1,000	¥7,060
14-376-83	16mm	1,000	¥7,060




VersaClosure マルチサイズチューブキャップ

プラスチックやガラス製のほとんどの外径12、13、16mmチューブに
使用できるマルチサイズキャップ

- 外径12、13mmチューブにはアウターキャップとして、16mmチューブにはインナーキャップとして使用可能
- チューブサイズによってキャップを選ぶ必要がなく便利

【材質】 低密度ポリエチレン

カタログNo.	入数	価格
02-707-17	1,000	¥6,080



試験管キャップ フランジプラグ

- 未滅菌

【材質】 ポリエチレン

カタログNo.	適合チューブ	入数	価格
22-170-146	内径10mm	1,000	¥3,320
22-170-252	内径11mm	1,000	¥3,320
22-170-210	内径14～15mm	1,000	¥11,100



Poxygrid コニカルチューブ用ラック

- 50mLコニカルチューブ用
- 薬品、錆に強いエポキシコートワイヤー製
- ウェルサイズ:30×30mm

【材質】 スチールワイヤー (エポキシコート)

カタログNo.	収納数	サイズ	入数	価格
14-791-6A	8	149×76×89Hmm	1	¥7,540
14-791-6B	16	152×152×89Hmm	1	¥7,980
14-791-6C	36	229×229×89Hmm	1	¥11,500



50mL コニカルチューブスタンド

- 50mLのコニカルチューブ用
- グリップ付は、チューブを持ち上げた時にスタンドが外れないタイプ

【材質】 ポリスチレン

カタログNo.	タイプ	色	入数	価格
08-647-120	グリップ付	青	5	¥7,000
08-647-121	グリップ無	白	5	¥7,000



08-647-120



08-647-121

Fisherbrand

マイクロチューブストレージボックス 100ウェル (10×10)

1.5/2.0mLチューブを100本保存できるボックス

- 片手で容易に開閉できるヒンジフタ付
- フタは180°開き、取り外しも可能
- サンプル識別のため、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付
- 黒色タイプは遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に適している
- マス目サイズ: 12.5×12.5×51Hmm



11790334

【材質】 ポリプロピレン

カタログNo.	色	収納数	サイズ	入数	価格
11790334	ナチュラル	1.5/2.0mLチューブ ×100本	141×151×57Hmm	5	¥7,000
11918014	黒			5	¥7,000


96ウェルプレパレーションラック

- 0.2mL マイクロチューブ用
- 8連、12連チューブにも使用可能
- PCRの準備や保存に適している
- サンプル識別のため、縦横それぞれにナンバリング付
- 半透明のフタを装着するとスタッピングが可能

【材質】 ポリプロピレン

カタログNo.	色	入数	価格
05-541-50	蛍光青	5	¥9,280
05-541-51	蛍光緑	5	¥9,280
05-541-53	蛍光ピンク	5	¥9,280
05-541-54	蛍光黄	5	¥9,280
05-541-55	アソート*	5	¥9,280

*青、緑、ピンク、黄、オレンジ



凍結保存用丸ラベル

凍結保存、液体窒素、冷凍、超低温フリーザーなどに対応できる丸型ラベル

- チューブのキャップ上面に貼付するのに適したサイズ
- サンプルの色分けに便利な5色のアソートカラー（緑、紫、黄、青、赤）
- 使用可能温度範囲：-196～121℃



カタログNo.	サイズ (mm)	入数	価格
15-920-C	φ9.5	5,000 (ピース)*	¥29,000

*各色×1,000ピース

Fisherbrand

マーキングペン

- プラスチック、鉄、陶器などにも使用可能な油性ペン
- 冷却面、湿潤面にも書き込み可
- アルコール耐性あり
- 細字（線の太さ：約1.0mm）
- ラテックスフリー




カタログNo.	インク色	入数	価格
13-379-4	黒	10	¥2,800
13-379-5	赤	10	¥2,800

注意 アルコールがかかると文字が薄くなります。
また、乾いていない状態で文字を擦ると消えます。

ホウケイ酸ガラス製ディスプレイブルピペット

化学薬品耐性の高いホウケイ酸ガラス製のピペット

- 目盛りは読み取りやすい青色の双方向目盛り
- 容量ごとにISO基準によるカラーコード
(13-678-31シリーズ以外)
- ショート丈はフード中などの空間が限られた場所での操作に便利
- 目盛り精度は、ASTM E714 “To Deliver/Blow Out”に従って校正
- 目盛り：標準/先端



【材質】 ホウケイ酸ガラス

カタログNo.	タイプ	包装形態	容量	目盛	目盛精度	カラーコード	入数 (包装)	価格
13-678-27A	レギュラー丈 綿栓入 滅菌済*	個包装(紙・プラス チックラップ)	0.5mL	0.01mL	±0.013mL	黄	500 (125×4袋)	¥26,200
13-678-27B			1mL	0.1mL	±0.02mL	赤	1,000 (200×5袋)	¥41,700
13-678-27C			1mL	0.01mL	±0.02mL	黄	1,000 (200×5袋)	¥40,900
13-678-27D			2mL	0.01mL	±0.04mL	白	500 (125×4袋)	¥24,900
13-678-27E			5mL	0.1mL	±0.15mL	青	500 (100×5袋)	¥32,000
13-678-27F			10mL	0.1mL	±0.30mL	オレンジ	500 (100×5袋)	¥35,900
13-678-31D	レギュラー丈 綿栓無 未滅菌	キャニスター入り (バレル)	0.5mL	0.01mL	±0.013mL	—	500 (250×2袋)	¥21,400
13-678-31E			1mL	0.1mL	±0.02mL	—	1,000 (250×4袋)	¥32,500
13-678-31G			2mL	0.01mL	±0.04mL	—	500 (250×2袋)	¥20,400
13-678-31H			5mL	0.1mL	±0.15mL	—	500 (100×5袋)	¥27,900
13-678-31J			10mL	0.1mL	±0.30mL	—	500 (100×5袋)	¥30,300
13-678-36A	ショート丈 綿栓入 滅菌済*	個包装(紙・プラス チックラップ)	1mL	0.01mL	±0.04mL	黄	400 (200×2袋)	¥29,900
13-678-36B			5mL	0.1mL	±0.2mL	青	200 (100×2袋)	¥17,900
13-678-36C			10mL	0.2mL	±0.4mL	オレンジ	200 (100×2袋)	¥29,500
13-678-36D			25mL	0.2mL	±0.5mL	緑	200 (100×2袋)	¥48,500
13-678-36E			50mL	0.5mL	±1.5mL	紫	50 (25×2袋)	¥52,100


*ガンマ線滅菌

注意 目盛りが融解する可能性がありますので、強酸性薬品を使用しないでください。

ポリスチレン製ディスポーザブルピペット

目盛りの読み取りが正確にできるルーペタイプ

- 無菌性、精度、エンドトキシン濃度はロットごとに試験を実施
- 背面にある黒いラインは前面から見ると液体の入っている部分のラインが拡大されて見えるため、液面の読み取りが正確
- “To Deliver/Blow Out”に従って校正
- 25mLと50mLはチップデザインの改良により、ドリッピングを最少に
- 容量ごとにISO基準によるカラーコード付
- 双方向目盛り付



DNase/RNase フリー ☐ バイロジェンフリー ☐ 滅菌済 ☐

【材質】 ポリスチレン

カタログNo.	包装形態	容量	目盛	目盛精度	カラーコード	入数 (包装)	価格
13-676-10G	個包装 (オールプラスチックラップ)	1mL	0.01mL	±0.02mL	黄	1,000 (100×10袋)	¥35,900
13-675-3C		2mL	0.01mL	±0.04mL	緑	500 (100×5袋)	¥21,400
13-676-10H		5mL	0.1mL	±0.1mL	青	200 (50×4袋)	¥11,000
13-676-10J		10mL	0.1mL	±0.2mL	オレンジ	200 (50×4袋)	¥11,300
13-676-10K		25mL	0.2mL	±0.5mL	赤	200 (50×4袋)	¥26,600
13-676-10R	個包装 (紙・プラスチックラップ)	50mL	0.5mL	±1.0mL	紫	100 (25×4袋)	¥39,700
13-678-11B		1mL	0.01mL	±0.02mL	黄	1,000 (50×20袋)	¥34,700
13-678-11C		2mL	0.01mL	±0.04mL	緑	500 (50×10袋)	¥20,800
13-678-11D		5mL	0.1mL	±0.1mL	青	200 (50×4袋)	¥11,000
13-678-11E		10mL	0.1mL	±0.2mL	オレンジ	200 (50×4袋)	¥11,300
13-678-11	マルチパック (バルク)	25mL	0.2mL	±0.5mL	赤	200 (25×8袋)	¥28,600
13-678-11F		50mL	0.5mL	±1.0mL	紫	100 (25×4袋)	¥39,700
13-676-10B		1mL	0.01mL	±0.02mL	黄	1,000 (50×20袋)	¥34,800
13-675-2C		2mL	0.01mL	±0.04mL	緑	500 (50×10袋)	¥22,300
13-676-10C		5mL	0.1mL	±0.1mL	青	500 (50×10袋)	¥27,100
13-676-10F	マルチパック (バルク)	10mL	0.1mL	±0.2mL	オレンジ	500 (50×10袋)	¥28,300
13-676-10M		25mL	0.2mL	±0.5mL	赤	200 (25×8袋)	¥26,600
13-676-10Q		50mL	0.5mL	±1.0mL	紫	100 (25×4袋)	¥42,800

ホウケイ酸ガラスパスツールピペット

化学薬品耐性に優れ、衝撃に強いホウケイ酸ガラス製

- 取り出しに便利なイーゼルボックス入
- 146mm:ASTM E732 TypeI規格適合
- 229mm:ASTM E732 TypeII規格適合

【材質】 ホウケイ酸ガラス

カタログNo.	タイプ	全長	入数 (包装)	価格
13-678-20A	綿栓無	146mm	720 (144×5箱)	¥7,200
13-678-20C		229mm	720 (144×5箱)	¥7,900
13-678-8A	綿栓入	146mm	1,000 (250×4箱)	¥10,700
13-678-8B		229mm	1,000 (250×4箱)	¥12,500




Fisherbrand

フリントガラスパスツールピペット

- 取り出しに便利で、作業台の省スペースに役立つ、スタンドアップケース入
- 綿栓無
- ASTM E732 規格適合

【材質】 フリントガラス

カタログNo.	全長	入数 (包装)	価格
22-230-482	146mm	1,000 (100×10箱)	¥11,000
22-230-490	228mm	1,000 (100×10箱)	¥15,200



Fisherbrand

ソーダ石灰ガラスパスツールピペット

- 取り出しやすい傾斜付カートン入
- 先端内径:0.8~1.2mm
- ASTM E732-80規格適合

【材質】 ソーダ石灰ガラス

カタログNo.	全長	入数	価格
13-678-6A	146mm	1,000 (250×4箱)	¥7,300
13-678-6B	229mm	1,000 (250×4箱)	¥8,800




滅菌済パスツールピペット

ガンマ線滅菌済のディスポーザブルパスツールピペット

- 使いやすい25本ごとの小分けパック

【材質】ソーダライムガラス


カタログNo.	タイプ	全長	入数	価格
13-678-651	綿栓無	146mm	250 (25×10/パック)	¥14,100
13-678-653		229mm	250 (25×10/パック)	¥15,000
13-678-652	綿栓入	146mm	250 (25×10/パック)	¥17,500
13-678-654		229mm	250 (25×10/パック)	¥19,400



Fisherbrand

ディスポーザブルリザーバー

- コーナー部分に余分なサンプルを捨てやすい注ぎ口あり
- コンタミネーションのリスクを防ぐ開けやすいパッケージ



カタログNo.	容量	材質	色	サイズ	滅菌	入数 (包装)	価格
13-681-500	50mL	PVC	透明	140×70×25Hmm	—	100 (バブルク)	¥13,200
13-681-501		ポリスチレン	白	140×70×25Hmm	●	80 (個包装)	¥23,600
13-681-502					●	200 (5×40袋)	¥28,500
13-681-504	100mL	ポリスチレン	白	146×90×32Hmm	●	200 (5×40袋)	¥32,800
13-681-503	50mL用カバー	APET	白	—	●	20 (個包装)	¥6,340

Fisherbrand

マイクロ採血管

- 血液採血用のチューブ
- 微量血液サンプルの採取がしやすい先細形状
- チューブの上端のカラーコードでヘパリン処理の有無を区別
- ヘパリン処理: アンモニウムヘパリン



【材質】ソーダライムガラス

カタログNo.	タイプ	サイズ	容量	ヘパリン処理	カラーコード	入数	価格
02-668-10	Natelson	全長/147mm 外径/3mm 内径/1.44~1.76mm	250μL	済*	赤	100	¥4,640
02-668-15				未	青	100	¥3,980
02-668-25	Caraway	全長/75mm 外径/4mm 内径/2.59~2.81mm	370μL	済*	赤	100	¥4,400
02-668-30				未	青	100	¥3,980

研究用途のための製品です。

注意 *アンモニウムが測定結果に影響を与えるアプリケーションには使用できません。

ヘマトクリットチューブ

- マイクロヘマトクリット用に適している
- 端はシーラント（粘土）や火炎でシール可能
- 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入
- サイズ：全長/75±0.02mm
内径/1.1～1.2mm
厚さ/0.2±0.02mm
- 容量：70μL
- ヘパリン処理：アンモニウムヘパリン

【材質】 ソーダガラス

カタログNo.	ヘパリン処理	カラーコード	入数	価格
22-362-566	済*	赤	200	¥1,380
22-362-574	未	青	200	¥1,380

研究用途のための製品です。

注意 *アンモニウムが測定結果に影響を与えるアプリケーションには使用できません。



プラスチック製マイクロヘマトクリットチューブ

ポリカーボネート製なので破損による病原体の拡散の危険性が低く、ガラスと同等の透明度と性能

- 柔軟性が高く、折っても落としても砕け散らない
- 1本ずつ取り出せる、プラスチックバイアル入
- 全長：40mm
- 容量：20μL

【材質】 ポリカーボネート

カタログNo.	ヘパリン処理	入数	価格	注記
22-274-913	済	100	¥4,740	販売終了
22-274-914	未	100	¥4,280	お問い合わせください

研究用途のための製品です。



ヘマトシール キャピラリーチューブシーラント

突き刺すだけで、ヘマトクリットチューブなどをシール可能

- 乾燥や硬化のない、無毒性の粘土製
- サンプル識別のための1～24のナンバリング付

【材質】 粘土

カタログNo.	入数	価格
02-678	10	¥5,060



ペレットペッスル

高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズ

- コードレスモーターとペッスル、マイクロチューブのシステム
- モーターを使用せず、手動でのホモジナイズも可能
- 個包装
- 電源：単三電池×2（コードレスモーターに付属します）


DNase/RNase フリー

バイロジェンフリー

【材質】 ペッスル・マイクロチューブ：ポリプロピレン

カタログNo.	タイプ	入数	価格
12-141-361	コードレスモーター*	1	¥19,800
12-141-362	交換用モーターアダプター	1	¥2,440
12-141-363	ペッスル 0.5mL用	100	¥19,200
12-141-364	ペッスル 1.5mL用	100	¥19,200
12-141-365	マイクロチューブ 0.5mL	100	¥5,620
12-141-366	マイクロチューブ 1.5mL用	100	¥5,620
12-141-367	ペッスル+マイクロチューブ 0.5mL	100	¥23,100
12-141-368	ペッスル+マイクロチューブ 1.5mL	100	¥23,200

*コードレスモーターにペッスルやマイクロチューブは付属しません。



ガラス製フィルターホルダー



豊富なバリエーションから用途に合わせて選択






- フリットガラス孔: 40-60 μm

【材質】 ファンネル・ベース: ホウケイ酸ガラス (USP Type I および ASTM E438, Type I, Class A 適合)

クランプ: アルミニウム

ストッパー: シリコン

カタログNo.	09-753A	09-753C	09-753E	09-753G	
フィルタータイプ					
アプリケーション	DNA/RNA ハイブリダイゼーション、生物細胞、滅菌ろ過など、少量のフィルトレーションに		生物学や微粒子の汚染調査、重量測定試験、RI 測定、生物学的実験などに		
フィルターサイズ	25mm		25mm		
プレフィルターサイズ	—		16mm		
ろ過面積	1.1cm ²		2.5cm ²		
容量	100mL		25mL		
目盛	—		5-15mL (1mL 刻み)		
コネクション	US No.5		US No.5		
構成					
価格	¥25,900	¥39,200	¥24,100	¥25,800	

	09-753-1A	09-753-1C	09-753-1E	09-753-2
				
	生物学や微粒子の汚染調査、排水試験、製薬QC、最近検出、超静浄化のための前処理、ろ過滅菌、溶媒精製などに			フォトレジストの超静浄化などの重粒子サンプルや、コロニーハイブリダイゼーション調査などの多粘性・他流量サンプルに
	47mm			90mm
	35mm			70mm
	9.6cm ²			38.5cm ²
	300mL			1,100mL
	100-250mL (25mL 刻み)			300-1,000mL (50mL 刻み)
	US No.8			US No.8
	 ファンネル クランプ フリットガラス サポート付 ベース ストッパー	 ファンネル クランプ ステンレス サポート サポートスクリーン ガスケット (PTFE) ベース ストッパー	 ファンネル クランプ フリットガラス サポート付 ベース ストッパー ファンネルとベースのフランジ部分にPTFEコーティング (オートクレーブ後のメンブレンのこびりつきを防止)	 ファンネル クランプ フリットガラス サポート付ベース ストッパー
	¥27,500	¥27,200	¥37,100	¥79,700

再生セルロース透析チューブ

- タンパク質やバクテリアをチューブ内に残したまま、水溶液中の低分子量化合物を拡散
- グリセリンの吸着を防ぐため、チューブはポリスチレン製の巻き芯にロール
- 湿度管理のため、ディスペンサーボックスは乾燥剤とともにプラスチック袋にパック
- T1～3には、外部機関発行のデータシートが付属
- 付属品：共通/ ナイロン製メンブレンランプ×2、
ディスポーザブルはさみ



T1～3/外部機関発行データシート（T4は外部機関テストなし）

【材質】 再生セルロースメンブレン

カタログNo.	タイプ	分画分子量 (MWCO)	平面幅	容量/cm	直径×長さ	入数	価格
21-152-10	T1	3,500	19mm	1.15mL	12.1mm×15m	1	¥42,400
21-152-9			46mm	6.74mL	29.3mm×15m	1	¥45,000
21-152-3			23mm	1.67mL	14.6mm×30m	1	¥39,400
21-152-4	T2	6,000～8,000	32mm	3.27mL	20.4mm×30m	1	¥39,400
21-152-5			40mm	5.1mL	25.5mm×30m	1	¥42,900
21-152-6			50mm	7.94mL	31.8mm×30m	1	¥52,600
21-152-7	T3	12,000～14,000	10mm	0.32mL	6.37mm×15m	1	¥50,100
21-152-18			25mm	1.98mL	15.9mm×15m	1	¥46,000
21-152-8			45mm	6.42mL	28.6mm×15m	1	¥46,000
21-152-17	T4 スタンダード グレード	12,000～14,000	10mm	0.32mL	6.37mm×30m	1	¥62,400
21-152-16			25mm	1.98mL	15.9mm×30m	1	¥29,600
21-152-15			33mm	3.46mL	21.0mm×30m	1	¥30,700
21-152-14			45mm	6.42mL	28.6mm×30m	1	¥29,900

交換用メンブレンランプ

カタログNo.	サイズ	入数	価格
21-153-100	幅46mmまで	10	¥9,460
21-152-13	幅65mmまで	10	¥11,200

スーパーフロストプラス スライドガラス

表面を正電荷にチャージ

前処理を施さなくても組織切片が付着

- どんな筆記具でも書き込める、スーパーフロストコート付
- サイズ: 75×25mm
- 厚さ: 1.0mm
- 低蛍光
- 洗浄済

【材質】 ソーダライムガラス

カタログNo.	色	入数 (包装)	価格
12-550-15	白	144 (72×2箱)	¥13,800
12-550-17	青	144 (72×2箱)	¥14,100
12-550-18	緑	144 (72×2箱)	¥14,100
12-550-19	ピンク	144 (72×2箱)	¥14,100
12-550-20	黄	144 (72×2箱)	¥14,100




Fisherfinest

フルフロストスライドガラス

- 片面全体にフロスト加工が施してあり、流体や塗布標本が付着しやすい
- サイズ: 3×1 インチ (76.2×25.4mm)
- 厚さ: 0.97～1.07mm
- 低蛍光
- 洗浄済

【材質】 ソーダライムガラス

カタログNo.	入数 (包装)	価格
12-544-5CY	144 (72×2箱)	¥8,700



プレミアムカバーガラス

- 純度、透明度、均一性において、グレードの高いカバーガラス
- 厚さ: No.1 (0.13～0.17mm)
- 低蛍光
- 洗浄済

【材質】 ホウケイ酸ガラス

カタログNo.	サイズ	入数	価格
12-548A	18×18mm	1 オンス (約 220 枚)	¥1,680
12-548B	22×22mm	1 オンス (約 150 枚)	¥1,540
12-548C	25×25mm	1 オンス (約 130 枚)	¥1,660
12-548-5A	22×30mm	1 オンス (約 110 枚)	¥1,540
12-548-5C	22×40mm	1 オンス (約 80 枚)	¥1,480
12-548-5E	22×50mm	1 オンス (約 65 枚)	¥1,460
12-548-5G	24×30mm	1 オンス (約 100 枚)	¥1,500
12-548-5J	24×40mm	1 オンス (約 80 枚)	¥1,380
12-548-5M	24×50mm	1 オンス (約 60 枚)	¥1,340
12-548-5P	24×60mm	1 オンス (約 50 枚)	¥1,420
12-548-5R	35×50mm	1 オンス (約 40 枚)	¥1,600



Fisherbrand

丸形カバーガラス

- 厚さ: No.1 (0.13～0.17mm)
- 低蛍光
- エアブロークリーニング済

【材質】 ホウケイ酸ガラス

カタログNo.	サイズ	入数	価格
12-545-80	φ 12mm	1 オンス (約 670 枚)	¥28,900
12-545-100	φ 18mm	1 オンス (約 295 枚)	¥14,700
12-545-101	φ 22mm	1 オンス (約 200 枚)	¥12,200
12-545-102	φ 25mm	1 オンス (約 150 枚)	¥12,500



プラスチック製カバーガラス

- PVC製で割れる心配のないカバーガラス
- サイズ:22×22mm
- 厚さ:0.17～0.25mm

【材質】 ポリ塩化ビニル (PVC)

カタログNo.	入数 (包装)	価格
12-547	1,000 (100×10箱)	¥8,340



Fisherbrand

カラスライドボックス

- ほこりを防ぎ、色分けしてスライドガラスを保存
- 75×25mm、76×26mm、3×1インチのスライドガラスを収納可能
- スライドパーテーションのナンバリングと、フタの裏側のインデックスカードが対応
- スタッキング可能

【材質】 ABSプラスチック



カタログNo.	収納数	サイズ	色	入数	価格
03-448-6	25枚*1	141×88×35Hmm	青	1	¥720
03-448-7			緑	1	¥720
03-448-8			赤	1	¥720
03-448-9			黄	1	¥720
03-448-10			白	1	¥720
03-448-1	100枚*2	208×175×34Hmm	青	1	¥1,280
03-448-2			緑	1	¥1,280
03-448-3			赤	1	¥1,280
03-448-4			黄	1	¥1,280
03-448-5			白	1	¥1,280

*1 下記のカatalog No.15366548と同様の形状です。

*2 ヒンジとロック付

Fisher Scientific

truenorth 凍結保存用スライドボックス

超低温でスライドガラスを保管できるスライドボックス

- 75×25mm、76×26mm、3×1インチのスライドガラスを収納可能
- 底面クッションのナンバリングと、フタ裏側のインデックスカードが対応
- スタッキング可能
- 耐冷温度: -80℃



【材質】 本体:ポリカーボネート/クッション:酢酸ビニル共重合体/ナンバーカード:紙(耐水コート)

カタログNo.	収納数	色	サイズ	入数	価格
15366548	25枚	青	208×175×34Hmm	1	¥1,460
11730594	100枚	紫	141×88×35Hmm	1	¥2,860

カードボードトレイ

- 75×25mmまたは75×26mmのスライドグラスを20枚収納
- 各スペースのナンバリングは、扉のインデックスに対応
- 扉は360°開き、背面に折り込んで使用可能
- ウェルサイズ:79×27×2Hmm
- 外寸法:205×340×10Hmm

【材質】 紙

カタログNo.	入数	価格
12-587-10	1	¥1,220



プラスチックスライドメイラー 縦型

- 75×25mmまたは76×26mmのスライドグラスを5枚収納
- スライドグラス同士が触れ合わず、安全な輸送・携帯が可能
- サイズ:30×15.5×82Hmm

【材質】 ポリプロピレン

カタログNo.	入数 (包装)	価格
12-587-17B	25	¥2,680



滅菌4オンスコンテナー

- 倒れても漏れず、グローブをしたままでも開閉しやすいギザ付
- 中身を確認しやすい高透明ポリプロピレン製
- スタッキング可能
- サイズ:58×80Hmm
- 容量:120mL
- 目盛り:20～120mL(10mL刻み)
- ガンマ線滅菌済
- 個包装

滅菌済

【材質】 本体:ポリプロピレン／キャップ:ポリエチレン

カタログNo.	入数	価格
13-711-65	100	¥11,600



Fisher Scientific

ディスポーザブル試料保存容器/多目的容器

- 液体でも固体でも保存できる、優れた品質の多目的容器
- 病理標本や品質検査サンプルの保存に適している
- 広口のデザイン
- スタッキング可能
- もれにくい、タイトなスナップキャップ付
- 繰り返し使用にも十分耐える丈夫さ
- 耐熱温度:－100～100℃




カタログNo.	容量	材質		サイズ	入数	価格
		本体	キャップ			
11-848	113mL	ポリプロピレン	低密度ポリエチレン	ID70×44Hmm	300	¥25,700
11-848-2	227mL			ID86×51Hmm	100	¥13,900
11-848-3	227mL			ID70×76Hmm	100	¥11,900
11-848-4	454mL			ID86×95Hmm	100	¥15,700
11-848-5	907mL	高密度ポリエチレン	低密度ポリエチレン	ID114×110Hmm	100	¥26,000
11-848-6	1.8L			ID140×152Hmm	50	¥19,400
11-848-7	2.35L			ID146×181Hmm	25	¥11,700
11-848-8	4.68L			ID187×203Hmm	10	¥8,320

滅菌サンプルバッグ

粉末、液体、固体などのあらゆるサンプルをクリーンなまま保存可能

- 科学、医療、食品、工業などのさまざまな場面で



滅菌済

【材質】 ポリエチレン

カタログNo.	書き込み面	サイズ	容量	厚さ	入数	価格
14-955-175	無	76×127mm	60mL	63μm	500	¥12,600
14-955-176		76×178mm	120mL	63μm	500	¥13,100
14-955-177		114×229mm	540mL	76μm	500	¥16,500
14-955-178		114×305mm	810mL	76μm	500	¥20,600
14-955-180		140×229mm	720mL	89μm	500	¥21,000
14-955-181	付	140×382mm	1260mL	89μm	500	¥28,400
14-955-182		76×127mm	60mL	63μm	500	¥13,600
14-955-183		76×178mm	120mL	63μm	500	¥14,300
14-955-184		114×229mm	540mL	76μm	500	¥17,700
14-955-185		140×229mm	720mL	89μm	500	¥21,800

smartBOATS 紙製秤量皿

環境にやさしい紙製の秤量皿

- FSC (森林管理協議会) 認定の紙を使用し、廃棄時には生物分解されて自然還元
- 秤量紙を皿形に成型し、扱いやすく
- 色: 白
- 耐熱温度: 210℃
- FDA (米食品医薬品局) 21 CFR 173.170 (水性および脂肪性食品と接触する紙) および 21 CFR 176.180 (乾燥食品と接触する紙) 適合



【材質】 紙

カタログNo.	タイプ	サイズ (mm)	入数	価格
15408113	S	35×35×15.8H	500	¥16,700
15442214	M	47.6×47.6×14.2H	500	¥16,700

ポリスチレン秤量皿

静電気防止加工とスムーズな表面でサンプルのロスなく注ぎ入れ可能

- 生物学的に不活性で、弱酸、アルコール、塩基に使用可能
- ディスポーザブル
- 使用可能温度範囲：－10～70℃
- FDA（米食品医薬品局）food-grade 準拠

【材質】 ポリスチレン

カタログNo.	タイプ	サイズ (mm)	入数	価格
12922850	S	46×46×8H	500	¥1,400
11680302	M	85×85×24H	500	¥3,040
12608513	L	140×140×22H	500	¥6,620



Fisherbrand

アルミニウム秤量皿

計量、小分け、保存、蒸発、乾燥など、マルチに使えるアルミ製秤量皿

- 丈夫で軽量、スムーズで平らな底面と、しっかりとした壁面
- 中身を書き込んだり、持ち上げるのに便利なタブ付
- 水分測定用のアルミ皿としても使用可能
- ディスポーザブル
- FDA（米食品医薬品局）food-grade 準拠

【材質】 アルミニウム

カタログNo.	サイズ (mm)	入数	価格
11998084	φ43×12H	100	¥740
11908094	φ57×14H	100	¥860
11918094	φ70×16H	100	¥1,160



ディスポ滅菌スプーン

- 少量の乾燥サンプル、スラリーサンプルに適している
- 正確な測定・計量のための、すりきりできるデザイン
- 柄が長く、コンタミリスクを低減
- 転倒しにくい平底形状
- 全長：178mm
- ガンマ線滅菌済
- 個包装

【材質】 ポリスチレン

カタログNo.	容量	入数	価格
14-375-254	1.2mL	200	¥30,600
14-375-255	2.5mL	200	¥31,300
14-375-256	4.9mL	200	¥28,300
14-375-257	14.8mL	200	¥26,000



ディスポ滅菌スコップ

大容量のサンプリングに、個包装でコンタミフリーなスコップ

- 正確な計量のためのすりきりできるデザイン
- 転倒しにくい平底の形状と取っ手のカーブ
- 個包装

【材質】 ポリスチレン

カタログNo.	容量 (mL)	全長 (mm)	入数	価格
14-375-250	59	190	100	¥13,800
14-375-251	118	190	100	¥20,200
14-375-252	237	200	100	¥27,300



ディスポ滅菌スパチュラ

- 粉末、固形サンプルに適している
- 頑丈な作りのV字型エッジで硬い素材を容易に崩すことが可能
- 全長：229mm
- ガンマ線滅菌済
- 個包装

【材質】 ポリスチレン


カタログNo.	入数	価格
14-375-253	100	¥17,900



ディスポスパチュラ smartSPATULAS

粉末や柔らかい個体のサンプルに、気軽に使える簡易スパチュラ

- すくう、こする、混ぜる…さまざまな用途に
- 液体窒素、稀酸・塩基、高温の液体にも使用可能
- ディスポーザブル
- FDA (米食品医薬品局) 食品接触に関する基準準拠



【材質】 ポリプロピレン

¥1,520	用途	サイズ			色	入数	価格
		全体	スプーン部	スコップ/ピック部			
15356558	0.2/0.5mL チューブ	φ3.5×140mm	—	11mm長 (V字15°カット)	透明	300	¥3,940
15336558	1.5/15mL チューブ	φ7×210mm	14×25mm	3×30mm	青	300	¥5,480
15366558	50mL チューブ	φ10×310mm	23.5×42mm	15mm長 (35°カット)	緑	150	¥6,220

Fisherbrand

Chemi-Scraper スパチュラ

- さびにくく、サンプルがこびり付きにくい素材
- 一端は丸みをおび、もう一端は四角い形状
- サイズ: 全長/175mm、スパチュラ部/約51×8×1mm、軸径/4mm



【材質】 ASTM304 ステンレススチール (ミラー仕上げ)

カタログNo.	入数	価格
14-373	1	¥1,520


Fisherbrand

スパチュラ・スクレーパー

- 一端は丸みをおび、もう一端は四角い形状
- サイズ: スパチュラ部/約76×20×1mm、軸径/6.4mm

【材質】 ASTM410 ステンレススチール (ミラー仕上げ)

カタログNo.	全長	入数	価格
14-373-25A	305mm	1	¥3,860
14-373-25B	460mm	1	¥5,100




マイクロスパチュラ

- 一端は丸みをおび、もう一端は先端にいくほど細くなるテーパー形状
- サイズ: 全長/200mm
スパチュラ部/約51×7×0.5mm
軸径/2.5mm

【材質】 ASTM304 ステンレススチール (ミラー仕上げ)

カタログNo.	入数	価格
21-401-10	1	¥880



ハイマンスタイル マイクロスパチュラ

- 軸径: 2.5mm



【材質】 ASTM304 ステンレススチール (ミラー仕上げ)

カタログNo.	タイプ	サイズ	入数	価格
21-401-25A	ASTM E-124-94 適合	全長/158mm、スパチュラ部/45×3mm、スプーン部/13×2.5mm	1	¥1,420
21-401-25B	V字型スプーン付	全長/165mm、スパチュラ部/38×5mm、スプーン部/15×3.8mm	1	¥1,320

セミマイクロスパチュラ

- コニカルチューブやテストチューブでの使用に適している
- 一端は丸みをおび、もう一端は先端にいくほど細くなるテーパー形状
- サイズ: 全長/176mm
ラウンド部/53×8×1mm
テーパー部/53×7.8 (先端3) ×1mm
軸径/4mm

【材質】 ASTM304 ステンレススチール (ミラー仕上げ)

カタログNo.	入数	価格
14-374	1	¥1,120



Desi-Vac スモールデシケーター

フタに付いた手動ポンプで容器内を真空（減圧）状態に

- 粉体など、湿気を嫌うサンプルの保管に適している
- ゴムパッキンで真空状態をキープし、380mmHgの減圧を長時間持続
- フタを開けるときは、排気ボタンを押すだけ
- 耐熱温度：-20～80℃



【材質】 本体：ポリカーボネート／ポンプ・フタ：ASプラスチック

カタログNo.	容量	外寸	有効内寸	入数	価格
08-664-5A	700mL	φ114×126Hmm	φ97×72Hmm	1	¥4,640
15-077-955	3,000mL	220×157×176Hmm	172×123×115Hmm	1	¥8,720

注意 オートクレープにはかけられません。
有機溶媒、濃酸を使用しないでください。

Fisherbrand

乾燥剤

- 不織布タイベックのパックの中に、10gの塩化カルシウム入り
- 重量の16%の水分を吸収し、1個で7.6Lコンテナーの乾燥状態を維持
- ディスポーザブルタイプは中身の状態が確認できる透明窓付
吸湿後、乾燥剤が青からピンクに変化
- リユーズブルタイプは、吸湿後インジケーターカードが青からピンク色に変化
104℃で16時間加熱して再利用可能
- サイズ：76×76×6Hmm
- FDA規格適合、ISO Class 5 (Class M3.5) クリーンルーム使用可



【材質】 不織布（タイベック™）、塩化カルシウム

カタログNo.	タイプ	入数	価格
07-580	ディスポーザブル	40	¥8,640
07-580-1	リユーズブル	40	¥8,640

ディスポーザブルプラスチックキュベット

- 可視光波長領域 (340～750nm) での測定用: ポリスチレン製
- 紫外線領域も含む領域 (280～750nm) での測定用: メタクリレート製
- スタンダードタイプとセミマイクロタイプには測定方向識別用に矢印の刻印あり
- 4面透明タイプはどの方向からも測定可能で、蛍光分析や濁度分析に適している
- 1ケースには同じ金型番号の製品が入っており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下
- サイズ: 12×12×45Hmm
- 光路長: 10mm
- 光路幅: スタンダード、4面透明/10mm、セミマイクロ/4mm



スタンダード セミマイクロ 4面透明

カタログNo.	タイプ	材質	容量	入数	価格
14-955-125	スタンダード	ポリスチレン	4.5mL	500 (100×5トレイ)	¥14,300
14-955-126		メタクリレート	4.5mL	500 (100×5トレイ)	¥15,300
14-955-127	セミマイクロ	ポリスチレン	1.5mL	500 (100×5トレイ)	¥13,300
14-955-128		メタクリレート	1.5mL	500 (100×5トレイ)	¥16,700
14-955-129	4面透明	ポリスチレン	4.5mL	500 (100×5トレイ)	¥15,500
14-955-130		メタクリレート	4.5mL	500 (100×5トレイ)	¥25,900

参考

透過率


波長	ポリスチレン	メタクリレート
800nm	88%	90%
700nm	88%	90%
600nm	85%	90%
500nm	85%	90%
400nm	85%	90%
380nm	85%	90%
360nm	80%	89%
350nm	80%	88%
340nm	75%	86%
320nm	65%	85%
300nm	35%	82%
280nm	—	55%

キュベットキャップ

- 密閉度の高いインナープラグタイプ
- サイズ: 12.75×12.75mm

【材質】 ポリエチレン

カタログNo.	入数	価格
14-385-999	1,000	¥19,000



Traceable 4チャンネルカウントダウンアラームタイマー

同時に4チャンネルをカウント

カウントダウンとカウントアップが切り替え可能

- 4チャンネルを同時に別々にカウント
- カウントダウン、カウントアップ、プログラム、時計をスイッチで切り替え
- 1チャンネルはカウントアップ、他チャンネルはカウントダウンなどの設定ができるプログラム機能付
- 設定時間を経過するとアラーム音とディスプレイでお知らせ



仕様

- サイズ:70×16×60Hmm
- 設定時間:～99時間59分59秒
- 精度:0.01%
- 最小表示単位:1秒
- カウントダウンタイマー、カウントアップタイマー、クロック機能付
- スタンド、マグネット、クリップ、ストラップ穴付
- ボタン電池使用
- ISO/IEC 17025 準拠校正証明書付

カタログNo.	入数	価格
06-662-9	1	¥4,660

Traceable 4チャンネルアラームタイマー

4チャンネルを同時に別々にカウント

- 遠くからでも数字が見やすい大きなディスプレイ
- 操作しやすい大きなボタン
- タイマーがゼロになると、アラーム音と同時に経過時間をカウント
- 前回の設定値をメモリー

仕様

- サイズ:70×13×64Hmm
- 重量:57g
- 設定時間:～99時間59分59秒
- タイマー・ストップウォッチ・クロック機能付
- スタンド・マグネット・クリップ付
- ボタン電池使用
- ISO/IEC 17025 準拠校正証明書付



カタログNo.	入数	価格
14-649-17	1	¥5,660

Traceable デジタル温湿度計

時間、温度、湿度を同時に表示できるデジタルタイプの温湿度計

- 計測中の最高・最低温湿度を記憶するため、夜間や週末の温湿度管理に

仕様

- サイズ: 59×14×110Hmm
- 重量: 71g
- 計測範囲: 温度/0.0～50.0℃、相対湿度/20～90%
- 最小表示単位: 温度/0.1℃、相対湿度/1%
- 精度: 温度/±1℃、相対湿度/±5% (中湿域)・±8% (高湿、低湿域)、
時間/0.01%
- 表示切替: 温度/摂氏(℃)・華氏(°F)、時間/12時間・24時間
- スタンド、壁掛け両用
- 単4乾電池使用
- ISO/IEC 17025 準拠校正証明書付



カタログNo.	入数	価格
06-662-4	1	¥8,640

Fisher Scientific

Traceable 超高精度白金温度計

解像度0.0001℃の超高精度温度計

- 過酷な環境でも信頼できる結果を長期間にわたって計測
- 表示単位は小数点以下1～4桁の間で設定可能
- 過去24時間に計測した最小/最大温度を自動保存
- プローブは1秒間に3回温度を読み取り、常にリアルタイムの温度を表示
- 夜間や週末の温度管理に
- オプションのデータ管理システムで、計測データをPCでの管理が可能 (詳しくはお問い合わせください)
- プローブは本体から取り外し、棒状/ロングケーブルプローブの付け替えが可能 (プローブ単体のご購入についてはお問い合わせください)



防水ロングケーブルプローブ

仕様

- プローブ材質: 白金、ステンレス
- サイズ: 89×32×140Hmm
- 計測範囲: -200～500℃
- 最小表示単位: 0.1～0.0001℃
- 精度: ±0.05℃もしくは0.05% (-80～290℃間)
- 表示切替: 摂氏(℃)・華氏(°F)
- 9Vアルカリ乾電池使用
- ISO/IEC 17025 準拠校正証明書付

カタログNo.	タイプ	測定範囲	プローブサイズ	入数	価格
15-081-102	棒状プローブ	-200～500℃	φ3.3×178mm (全長292mm)/ケーブル長1.8cm	1	¥78,700
15-081-103	防水ロングケーブルプローブ	-100～200℃	φ6.4×25mm/ケーブル長3m (PEFE製)	1	¥78,700

Traceable Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計

大容量ログ機能とカスタマイズできるアラート条件で、
ワクチンなどの温度管理に

- プローブは一時的な温度変化の影響を受けにくいボトル入り
- 冷蔵/冷凍庫の温度モニタリングに適している。保存中のサンプル容器内温度のシミュレート用途にも使用可能
- 直近 525,600 件の温度データと 10 件のアラート履歴を記録
記録は USB ヘダウンドロード可能 (CSV 形式)
- 設定温度からの逸脱や回復など、最大 10 点のアラート条件を設定可能
アラートはアラーム音・LED ランプ・ディスプレイでお知らせ
- 記録間隔の設定が可能
- 2 ボトルプローブタイプは、2 箇所の温度を同時計測可能



仕様

- 材質: 本体/ABS樹脂 ボトル内部液/無毒性グリコール(FDA安全食品認定)
- 重量: 140g (本体のみ)
- 測定範囲: $-50 \sim 70^{\circ}\text{C}$
- 最小表示単位: 0.01°C
- 精度: $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$
- サイズ: 本体 / $70 \times 19 \times 108\text{Hmm}$ 、ケーブル長 / 3m
- CDC (米疾病対策センター) ワクチン保管管理要件適合
- スタンド、壁掛け両用
- 電源: 100-240V、50/60Hz、0.5A (単3乾電池併用可)
- ISO/IEC 17025 準拠校正証明書付

カタログNo.	タイプ	入数	価格
15-081-123	1 ボトルプローブ	1	¥22,300
15-081-124	2 ボトルプローブ	1	¥24,400


Traceable 冷蔵/冷凍庫用高精度白金温度計

過去24時間分の最低/最高到達温度を0.01℃単位で毎時間記録し、
過去1週間、過去1ヶ月の温度を毎日記録

- 現在温度、最低/最高到達温度を同時にディスプレイ
- 許容温度範囲(最高/最低)を0.1℃単位で設定
- 設定外の温度を計測するとアラームとディスプレイでお知らせ
- 超低温フリーザーでの使用に

仕様

- サイズ:70×19×108Hmm
- プローブケーブル長:3m(防水)
- 最小表示単位:0.01℃
- 精度:±0.1℃
- 表示切替:摂氏(℃)・華氏(°F)
- スタンド、壁掛け両用
- 単4乾電池使用
- ISO/IEC 17025 準拠校正証明書付



標準プローブ

カタログNo.	タイプ	測定範囲	プローブサイズ	入数	価格
15-081-108	棒状プローブ	-100～199℃	φ3.3×160mm(全長229mm)	1	¥29,100
15-081-109	標準プローブ	-100～70℃	φ4.7×19mm	1	¥29,100

Fisher Scientific

Traceable 冷蔵/冷凍庫用アラーム温度計 Plus

- 冷蔵/冷凍庫内の温度を0.1℃単位で計測
- 現在温度、最低/最高到達温度を同時にディスプレイ
- ケーブルの先端に温度センサーが付いており、フリーザー、ウォーターバス、インキュベーターなどの夜間や週末の温度管理にも適している。
- 許容温度範囲(最高/最低)を1℃単位で設定可能
- 設定外の温度を計測すると、アラームとディスプレイでお知らせ
- ボトル入プローブタイプは、フリーザーのドアの開閉など、一時的な温度変化の影響を受けにくいモデル。保存中のサンプル容器内温度のシミュレート用途にも
- ボトルには、無毒性グリコール(FDA安全食品認定)が充填

仕様

- サイズ:本体/85×15×64Hmm、ケーブル長/3m
- 重量:47g(本体のみ)
- 計測範囲:-50～70℃
- 最小表示単位:0.1℃
- 精度:±0.5℃(0～50℃間)
- 表示切替:摂氏(℃)・華氏(°F)
- スタンド、壁掛け両用
- 単3乾電池使用
- ISO/IEC 17025 準拠校正証明書付



標準プローブ

カタログNo.	タイプ	入数	価格
06-664-269	標準プローブ	1	¥11,500
4227JP	ボトル入プローブ	1	¥18,900

Traceable 冷蔵/冷凍庫用アラーム温度計

現在温度、最低到達温度、最高到達温度の3つの値を同時にディスプレイ

- ケーブルの先端に温度センサーが付いており、フリーザー、ウォーターバス、インキュベーターなどの夜間や週末の温度管理にも適している。
- 許容温度範囲（最高/最低）を1℃単位で設定可能
- 設定外の温度を計測すると、アラームとディスプレイでお知らせ
- 温度計測間隔をNormal（60秒）/Fast（10秒）で選択可能
- ボトル入プローブタイプは、フリーザーのドアの開閉など、一時的な温度変化の影響を受けにくいモデル。保存中のサンプル容器内温度のシミュレート用途にも
- ボトルには、無毒性グリコール（FDA安全食品認定）が充填

仕様

- サイズ: 本体/70×19×110Hmm、ケーブル長/3m
- 重量: 92g（本体のみ）
- 計測範囲: -50～70℃
- 最小表示単位: 1℃
- 精度: ±1℃
- 表示切替: 摂氏（℃）・華氏（°F）
- スタンド、壁掛け両用
- 単3乾電池使用
- ISO/IEC 17025 準拠校正証明書付



ボトル入プローブ

カタログNo.	タイプ	入数	価格
15-077-8D	標準プローブ	1	¥10,500
06-664-11	ボトル入プローブ	1	¥17,600

Fisherbrand

比重びん

半流動体の比重測定に適している

- 脱気した流動体が比重計内部を完全に充足するのに必要な圧力に耐える構造
- 高精度を保つため、すべてのパーツを研削により製作
- 材質: アルミ合金
- サイズ: 50×25Hmm
- 容量: 11.5mL

カタログNo.	入数	価格
03-247Q	1	¥20,300



スターラーバーセット

8角形バーセット

- ピボットリング付

円筒形バーセット

- $\phi 8 \times 25.4\text{mm}$ 以上のサイズには取り外し可能なセンターリング付

カラーコード8角形バーセット

- イエロー、レッド、ブルー

カラーコードマイクロバーセット

- イエロー、レッド、ブルー

【材質】 アルニコV磁石(フッ素樹脂被覆)

カタログNo.	タイプ	サイズ	入数	価格
14-512-129	8角形バーセット (合計入数:12)	$\phi 8 \times 12.7\text{mm}$	2	¥8,760
		$\phi 8 \times 16\text{mm}$	2	
		$\phi 9.5 \times 25.4\text{mm}$	2	
		$\phi 9.5 \times 38\text{mm}$	2	
		$\phi 9.5 \times 50.8\text{mm}$	2	
		$\phi 9.5 \times 63.5\text{mm}$	2	
14-512-130	円筒形バーセット (合計入数:22)	$\phi 8 \times 12.7\text{mm}$	2	¥20,200
		$\phi 8 \times 19\text{mm}$	2	
		$\phi 8 \times 25.4\text{mm}$	2	
		$\phi 8 \times 31.8\text{mm}$	1	
		$\phi 8 \times 38\text{mm}$	2	
		$\phi 8 \times 44.4\text{mm}$	2	
		$\phi 8 \times 50.8\text{mm}$	2	
		$\phi 9.5 \times 12.7\text{mm}$	2	
		$\phi 9.5 \times 25.4\text{mm}$	2	
		$\phi 9.5 \times 31.8\text{mm}$	1	
		$\phi 9.5 \times 38\text{mm}$	1	
		$\phi 9.5 \times 44.4\text{mm}$	1	
14-512-131	多角形バーセット (合計入数:18)	$\phi 9.5 \times 50.8\text{mm}$	2	¥11,300
		$\phi 6 \times 10\text{mm}$	2	
		$\phi 6 \times 15\text{mm}$	2	
		$\phi 7 \times 20\text{mm}$	2	
		$\phi 8 \times 25\text{mm}$	2	
		$\phi 8 \times 30\text{mm}$	2	
		$\phi 8 \times 40\text{mm}$	2	
		$\phi 8 \times 50\text{mm}$	2	
		$\phi 8 \times 60\text{mm}$	2	
		$\phi 10 \times 80\text{mm}$	2	
14-512-132	カラーコード 8角形バーセット (合計入数:24)	$\phi 3.2 \times 12.7\text{mm}$	3	¥26,500
		$\phi 8 \times 12.7\text{mm}$	3	
		$\phi 8 \times 16\text{mm}$	3	
		$\phi 8 \times 22.2\text{mm}$	3	
		$\phi 8 \times 25.4\text{mm}$	3	
		$\phi 8 \times 38\text{mm}$	3	
		$\phi 8 \times 50.8\text{mm}$	3	
14-512-133	カラーコード マイクロバーセット (合計入数:12)	$\phi 12.7 \times 76\text{mm}$	3	¥8,640
		$\phi 1.5 \times 8\text{mm}$	3	
		$\phi 2 \times 5\text{mm}$	3	
		$\phi 2 \times 7\text{mm}$	3	
		$\phi 3 \times 10\text{mm}$	3	
14-512-134	卵形バーセット (合計入数:13)	$\phi 9.5 \times 19\text{mm}$	2	¥25,700
		$\phi 12.7 \times 25.4\text{mm}$	2	
		$\phi 16 \times 31.8\text{mm}$	2	
		$\phi 16 \times 38\text{mm}$	2	
		$\phi 19 \times 41.4\text{mm}$	2	
		$\phi 19 \times 50.4\text{mm}$	2	
		$\phi 19 \times 76\text{mm}$	1	



14-512-129




14-512-130



14-512-131



14-512-132



14-512-133



14-512-134

8角形スターラーバー

- 強い攪拌効果が得られる平らな表面
- 成形ピボットリング付

【材質】 アルニコV磁石（フッ素樹脂被覆）

カタログNo.	サイズ	入数	価格
14-513-57	φ3.2×13mm	1	¥740
14-513-58	φ8×13mm	1	¥680
14-513-62	φ8×16mm	1	¥660
14-513-59	φ8×25mm	1	¥720
14-513-60	φ8×38mm	1	¥780
14-513-61	φ8×51mm	1	¥960
14-513-51	φ9.5×25mm	1	¥840
14-513-52	φ9.5×38mm	1	¥820
14-513-66	φ9.5×51mm	1	¥1,380
14-513-67	φ9.5×64mm	1	¥880
14-513-56	φ13×38mm	1	¥1,760
14-513-68	φ13×72mm	1	¥2,000



マイクロスターラーバー

- 試験管やマイクロビーカー中での使用に適したマイクロサイズ

【材質】 アルニコV磁石（フッ素樹脂被覆）

カタログNo.	サイズ	入数	価格
14-513-64	φ1.5×8mm	1	¥780
14-513-63	φ2×7mm	1	¥780
14-513-65	φ3×10mm	1	¥780
14-513-98	φ3×12.7mm	1	¥780



バイオハザードオートクレープバッグ

破れにくく、優れた耐熱性

- オートクレープにかけるとインジケーターが変色し、オートクレープ済であることを表示
- ASTM耐衝撃および耐引裂試験に合格
- バイオハザードマークはOSHA(米国安全衛生局)基準29CFR1910.1030に適合
- 厚さ:51 μ m
- 耐熱温度:125℃(最高140℃)
- 付属品:口締め用ワイヤータイ

【材質】 ポリプロピレン



カタログNo.	色	サイズ	容量目安	入数	価格
01-814A	オレンジ	360×480mm	9.7L	200	¥12,200
01-814B		480×580mm	19.6L	200	¥18,900
01-814C		640×890mm	58.4L	200	¥34,900
01-814D		970×1,190mm	165.8L	100	¥35,200
01-828A	赤	200×300mm	2L	200	¥6,720
01-828B		360×480mm	9.7L	200	¥11,300
01-826A	透明	300×610mm	10.4L	200	¥11,300
01-826B		610×760mm	42.3L	200	¥21,700
01-826C		610×910mm	56.3L	200	¥26,000
01-826D		790×970mm	89.7L	200	¥35,300
01-826E		940×1,220mm	165.7L	100	¥26,500

Fisher Scientific

バイオハザードオートクレープバッグ用ホルダー

- 軽量で簡単に組み立てられるホルダー
- カタログNo.01-816-10～12は、底部がトレイ状になっており、万一内容物が漏れ出ても安心
- カタログNo.01-815-2はベンチトップでの使用に適している



01-816-10～12



01-815-2

オートクレープ

カタログNo.	材質	適用バッグ	サイズ	入数	価格
01-816-10	ポリプロピレン ステンレススチール	300×610mm (01-826A)	356×185×470Hmm	1	¥9,960
01-816-11		610×760mm (01-826B)	356×356×546Hmm	1	¥14,900
01-816-12		610×910mm (01-826C)	356×356×696Hmm	1	¥15,800
01-815-2	スチール(エポキシコート)	220×280mm (01-828A)	127×85×216Hmm	1	¥6,640

簡易滅菌用パウチ

滅菌するとインジケーターが変化し、滅菌済みであることを表示

- オートクレーブ、EtO 滅菌に対応
- 接着テープ付で、ヒートシールやテープで貼る手間を省略
- 剥がす時はテープ側の反対側を密封して、簡単に中身を取り出し可能
- ポリエステル/ポリプロピレンの複合素材と、紙の打ち合わせ
- プラスチック面は透明（青）で、中身の状態を一目で確認可能
- 厚さ：51 μ m（プラスチック面）

【材質】 ポリエステル、ポリプロピレン、紙



カタログNo.	サイズ	入数	価格
01-812-50	90×133mm	200	¥3,580
01-812-51	90×230mm	200	¥5,240
01-812-54	133×250mm	200	¥8,940
01-812-55	190×330mm	200	¥11,700
01-812-57	250×380mm	100	¥11,500
01-812-58	300×460mm	100	¥11,700

Fisherbrand

オートクレーブテープ

- オートクレーブにかけると茶色の斜線が出現
- 粘着力に優れている一方、糊残りや破れのないきれいな剥離が可能

カタログNo.	サイズ	入数	価格
15-903	12.7mm×55m	1	¥1,220
15-904	19mm×55m	1	¥1,400
15-905	25.4mm×55m	1	¥1,820



オートクレープ脱臭芳香剤

オートクレープで出る嫌な臭いを中和し、フレッシュなフルーツの香りに変える

- ゼラチンカプセルタイプなので、手を汚さず、取り扱いも簡単
- 使用方法
 - ①3cmほど水を入れたビーカーに本品を1粒入れ、ビーカーごとオートクレープ内に置く
 - ②オートクレープバッグに本品を1粒入れる




カタログNo.	香り	入数	価格
22-032-079	アップル	25	¥6,360
22-032-080		100	¥22,000
22-032-085	レモン	25	¥6,360
22-032-087		100	¥22,000

滅菌表示テープ

オートクレープにかけると濃茶色の斜線が出現

- 健康や安全に配慮し、インク（鉛化合物）をエラストマーで2重コーティング
- しっかりと接着する一方、剥がすときは糊残りなくきれいに剥離



変色後イメージ

カタログNo.	サイズ	入数	価格
TSI-512-2	13mm×13m	1	¥660
TSI-534-2	19mm×13m	1	¥980
TSI-501-2	25.4mm×13m	1	¥1,180

注意 ロットにより、表示の濃淡の差がありますが、不良品ではありません。
滅菌条件の検知としての用途には向きません。

Comfort ニトリルグローブ

抜群のフィット性、感触、耐久性を実現した極薄グローブ

- 省スペースに役立つ1箱200枚入り

仕様

- 材質: 合成ニトリルゴム
- パウダーフリー
- 長さ: 240mm
- 厚さ: 0.076mm (手の平)、0.071mm (カフ)、0.079mm (指先) ± 0.01 mm
- ビード加工カフ
- 指先エンボス加工
- 引っ張り強度: 20Mpa以上
- 弾性/伸長性: 650%以上
- ASTM F1671 血液由来病原体透過性試験合格
- ISO9001QMS 認証、1.5AQL 合格、ASTM D3578 規格適合

カタログNo.	サイズ	入数	価格
19-041-171A	XS	200	¥3,100
19-041-171B	S	200	¥3,100
19-041-171C	M	200	¥3,100
19-041-171D	L	200	¥3,100

研究用途のためのグローブです。



Fisherbrand

パウダーフリーニトリルグローブ アロエコート

皮膚を守るアロエベラゲルが内側にコートしてあり、手が水分を失ってひび割れたり荒れたりするのを防止

- ラテックスやPVCに比べ、広範囲の化学薬品耐性があり、丈夫で破れにくく、ゴム製
- 100%ラテックスフリーなので、ラテックスアレルギーの方も安心
- ニトリルゴム特有の匂いを低減

仕様

- 材質: 合成ニトリルゴム
- パウダーフリー
- 長さ: 240mm
- 厚さ: 0.14mm (手の平)、0.14mm (カフ)、0.15mm (指先) ± 0.01 mm
- ビード加工カフ
- 全面エンボス加工
- 引っ張り強度: 20.5Mpa以上
- 弾性/伸長性: 700%以上
- ISO9001QMS 認証、1.5AQL 合格、ASTM D6319 規格適合、ASTM F739 化学療法剤の取扱いに関するテスト済
- 有機スズ化合物・チラウム不使用、カルバミン酸塩不検出 (HPLC 試験)

カタログNo.	サイズ	入数	価格
19-050-550A	S	100	¥3,560
19-050-550B	M	100	¥3,560
19-050-550C	L	100	¥3,560
19-050-550D	XL	100	¥3,560

研究用途のためのグローブです。



パウダーフリーニトリルグローブ XCEED

長時間の着用でも疲れにくい、 エルゴノミックデザインの極薄ニトリルグローブ

- 新開発のニトリルゴムの処方「Avantex™」が、つけ心地、強度、保護性、価格の最適なバランスを実現
- 長時間の着用でも疲れにくい、人間工学に基づいたデザイン
- 細かい作業も楽にできる、素手のような感覚の極薄素材
- 極薄だから1箱250枚入りで、保管スペースを削減



仕様

- 材質：合成ニトリルゴム ●パウダーフリー
- 長さ：240mm
- 厚さ：0.07mm（手の平）、0.06mm（カフ）、0.11mm（指）
- ビード加工カフ ●指先エンボス加工
- 引っ張り強度：31-33MPa
- 弾性/伸長性：400-500%
- AQL（ピンホール）：0.65
- ASTM D6319規格適合

カタログNo.	サイズ	入数	価格
93733060	XS	250	¥2,900
93733070	S	250	¥2,900
93733080	M	250	¥2,900
93733090	L	250	¥2,900

研究用途のためのグローブです。

Fisherbrand

ロングカフニトリルグローブ

安心の厚手&長丈タイプで手首までしっかり保護

- 化学療法剤の取り扱いに関するテスト済

仕様

- 材質：合成ニトリルゴム ●パウダーフリー
- 長さ：305mm
- 厚さ：0.15mm（手の平）、0.11mm（カフ）、0.18mm（指先）±0.01mm
- ビード加工カフ
- 全面エンボス加工
- 引っ張り強度：21Mpa以上
- 弾性/伸長性：500%以上
- ASTM F1671 血液由来病原体透過性試験合格
- 有機スズ化合物・チラウム不使用、カルバミン酸塩不検出（HPLC 試験）
- ISO9001QMS 認証、1.5AQL 合格、ASTM D6319 規格適合
- ASTM F739 化学療法剤の取り扱いに関するテスト済



カタログNo.	サイズ	入数	価格
19-041-170A	S	50	¥2,480
19-041-170B	M	50	¥2,480
19-041-170C	L	50	¥2,480

研究用途のためのグローブです。

パウダーフリーラテックスグローブ アロエコート

皮膚を守るアロエベラゲルが内側にコートしてあり、
手が水分を失ってひび割れたり荒れたりするのを防止

- ラテックスアレルギーの原因となる水溶性タンパク質の含有量を50 μ g/g以下に抑え、アレルギー反応の可能性を低減

仕様

- 材質:天然ラテックスゴム
- パウダーフリー
- 長さ:240mm
- 厚さ:0.13mm(手の平)、0.10mm(カフ)、0.15mm(指先) $\pm$ 0.01mm
- ビード加工カフ
- 全面エンボス加工
- 引っ張り強度:22Mpa以上
- 弾性/伸長性:800%以上
- ISO9001QMS 認証、1.5AQL 合格、ASTM D3578 規格適合



カタログNo.	サイズ	入数	価格
19-050-548A	S	100	¥2,760
19-050-548B	M	100	¥2,760
19-050-548C	L	100	¥2,760
19-050-548D	XL	100	¥2,760

研究用途のためのグローブです。

New

パウダーフリーラテックスグローブ Diamond Grip Plus

心地よさと丈夫さを兼ね備えたベーシックなグローブ

- 柔軟性に富み、心地よくフィットして触覚を損ないにくい
- 全面エンボス加工で、乾湿ともにしっかりグリップ
- 長時間着用でも疲れにくい自然なフィット感

仕様

- 材質:天然ラテックスゴム
- パウダーフリー
- 長さ:245mm
- 厚さ:0.13mm(手の平)、0.10mm(カフ)、0.16mm(指)
- ビード加工カフ
- 全面エンボス加工
- 引っ張り強度:20-22MPa
- 弾性/伸長性:600-700%
- AQL(ピンホール):1.5、ASTM D3578 規格適合



カタログNo.	サイズ	入数	価格
63754060	XS	100	¥1,700
63754070	S	100	¥1,700
63754080	M	100	¥1,700
63754090	L	100	¥1,700

研究用途のためのグローブです。

サイトライナー保護眼鏡

- 軽量で視野の広い保護眼鏡
- ツルの長さでレンズの向きが調節可能
- レンズ色：透明
- 紫外線吸収率：99.9%以上
- 傷防止加工済
- ANSI Z87.1-2003 基準適合

【材質】 フレーム：ナイロン／レンズ：ポリカーボネート

カタログNo.	フレーム色	入数	価格
19-130-2096	黒	1	¥1,440
19-130-2095	青	1	¥1,440
19-130-2097	赤、白、黒	1	¥1,440



19-130-2097

コート済ビジタースペック保護眼鏡

- 産業や医療の現場において、訪問客を保護するのに適した、リーズナブルな保護眼鏡
- ツルの長さが調節可能
- 紫外線吸収率：99.9%以上
- 防傷、防曇、静電気防止コート済
- ANSI Z87.1-2003 基準適合

【材質】 ポリカーボネート

カタログNo.	入数	価格
19-130-2091	1	¥920



ビジタースペック保護眼鏡

- 産業や医療の現場において、訪問客を保護するのに適した、リーズナブルな保護眼鏡
- 紫外線吸収率：99.9%以上
- ANSI Z87.1-2003 基準適合

【材質】 ポリカーボネート

カタログNo.	入数	価格
19-130-2090	1	¥540



実験室用ゴーグル

- 眼鏡をかけたままでも装着可能
- ヘッドストラップは調節可能
 - 耐薬品用：上部と下部に2箇所ずつ通気口あり
通気口は薬品が入り込みにくい形状
 - 耐衝撃用：上下部分がメッシュ状の通気口
- 紫外線吸収率：99.9%以上
- 防傷、防曇コート済
- ANSI Z87.1-2003、CSA 基準適合

【材質】 レンズ：ポリカーボネート／フレーム：PVC／ストラップ：ゴム

カタログNo.	タイプ	入数	価格
19-181-504	耐薬品用	1	¥1,160
19-181-503	耐衝撃用	1	¥1,160



19-181-504



19-181-503

Fisherbrand


ディスポフェイスマスク

毎日使うものだからリーズナブルな価格が嬉しい、
500枚の大容量

- ディスポーザブルの3層構造マスク
- 鼻部分のワイヤーが鼻の形にぴったりフィット
- サイズ：177×93Hmm
- ラテックスフリー

【材質】 不織布

カタログNo.	入数	価格
17-100-898	500	¥4,480



Fisherbrand

軽量ヘアネット

- 着けていることを忘れるほどの軽いつけ心地
- 直径：61cm
- 不燃性

【材質】 ナイロン

カタログNo.	入数	価格
19-060-218	144	¥4,880



ディスポフェイスシールド

- 使い捨てのフェイスシールド
- 頭との接触面はスポンジ製で、柔らかく軽量
- サイズ: 330×190mm
- 厚さ: 0.18mm
- 防曇、静電気防止コート済
- 個包装
- OSHA 29CFR Part 1910.1030「血液によって運ばれる病原体」規格適合、CDC 推奨保護メガネ類

【材質】 ポリエステルフィルム

カタログNo.	入数	価格
17-310	24	¥11,500



Fisherbrand

静電防止ディスポラボコート

静電気防止加工が施された、使い捨てのラボコート

- 前合わせはスナップボタンで簡単着脱
- 小物が収納できる3つのポケット付き
- 襟と袖口は伸び縮みするニット素材
- ディスポーザブル
- 生地厚: 40g/m²

【材質】 SMS不織布 (PP)

カタログNo.	サイズ	長さ	幅 (チェスト)	入数	価格
17-100-926	S	900mm	615mm	10	¥5,580
17-100-927	M	950mm	645mm	10	¥5,580



Fisherbrand

ディスポシューズカバー

- 着脱簡単、足元の汚れを防ぐディスポーザブルタイプのシューズカバー
- ラテックスフリー
- フリーサイズ
- 滑り止め付

【材質】 ポリプロピレン不織布

カタログNo.	入数	価格
17-100-903	300	¥6,920



セーフティマット

- 吸収力に優れ、液体の広がりを防止
- ガラス製などの壊れやすい器具と実験台との衝撃を緩和
- すれにくく、濡れても丈夫な長繊維不織布スパンボンドを使用
- ポリエチレン製の裏地は化学薬品耐性があり、実験台に液体を通さない
- 吸水量：750mL/m²

【材質】 表：スパンボンド不織布／裏：ポリエチレン

カタログNo.	サイズ	入数 (包装)	価格
14-206-62	510×610mm	50 (シート)	¥7,780
14-206-63	510×910mm	25 (シート)	¥5,860
14-206-64	510mm×30m	1 (ロール)	¥9,040
14-206-65	510mm×76m	1 (ロール)	¥19,400



Fisherbrand

ラボマット

- 標準的なライナーより約5倍厚いクッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減
- 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれによる汚染から保護
- ハサミで簡単カット
- 拭き取るだけで、容易に清掃可能
- 厚さ：0.91mm

【材質】 ポリエチレン

カタログNo.	サイズ	入数	価格
14-203A	760mm×4.4m	1	¥4,960
14-203B	760mm×30m	1	¥30,400



シャープスコンテナー

衝撃に強く、丈夫なディスポーザブルタイプの廃棄箱

- フタには一度ロックすると開かないロック付きで、そのままオートクレープが可能
- 未使用品はスタッキングして保管
- カタログNo.14-827-105は丸型で、取っ手付
- OSHA規格適合(カタログNo.14-827-63、-104、-105、-71、22-037-959)
- UN3291規格適合



オートクレープ

【材質】 ポリプロピレン

カタログNo.	容量	外寸	投入口サイズ	針取外し口	入数	価格
14-830-107A ^{*1}	1.0L	110×104×158Hmm	43×31mm	有	1	¥940
14-827-63	3.8L	265×178×150Hmm	140×50mm	無	1	¥980
14-827-122 ^{*2}	4.5L	280×110×310Hmm	230×45mm	無	1	¥1,500
22-037-959	7.6L	260×175×255Hmm	140×50mm	無	1	¥1,180
14-827-129 ^{*2}	13.2L	360×203×343Hmm	245×70mm	無	1	¥2,780
14-827-104	26.5L	394×305×356Hmm	220×50mm	有	1	¥3,900
14-827-105	28L	φ368×343Hmm	335×135mm	無	1	¥3,480
14-827-71	38L	394×305×530Hmm	220×50mm	有	1	¥4,780

*1 Fisherbrand製品ではありません。

*2 半透明



14-830-107A



14-827-63



14-827-122



22-037-959



14-827-129



14-827-104



14-827-105



14-827-71

ガラス廃棄箱

ガラス専用のディスポーザブル廃棄箱

- 丈夫なダンボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心
- フタを折り返して投入口をふさぎ、そのまま廃棄可能
- 組立式で、ストック時は省スペース

【材質】 本体:ボール紙/内袋:ポリエチレン(0.05mm)

カタログNo.	タイプ	サイズ	入数	価格
12-009-7A	床置き	305×305×690Hmm	6	¥9,540
17-988-448	中型	305×305×510Hmm	6	¥8,300
12-009-7B	卓上	200×200×254Hmm	6	¥7,740



機器

CONTENTS

新製品.....	60
ミニ遠心機.....	62
ミキサー / シェーカー	63
ホモジナイザー	67
ホットプレート / スターラー	68
送液ポンプ	69

New

Fisher Scientificに新ブランド登場

Fisher Scientific LabServ

機器

マルチユースボルテックスミキサー

ヘッド交換不要のミキサーが、Fisher Scientific LabServ
(アジア地域限定ブランド) から新発売

特長

- 面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法



- ① タッチパッド(中央部分) ② 50mL遠沈管×2 ③ 15mL遠沈管×2
④ 5mLチューブ×2 ⑤ 1.5/2.0mLマイクロチューブ×4
⑥ 0.5mLマイクロチューブ×6 ⑦ 0.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)
⑧ マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)

- スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)
- 振動をテーブルに伝えにくいゴム足と、安定した3.9kgの重量ボディ(ABS樹脂)
- ヘッド部分は清掃のために取り外し可能

仕様

駆動直径	3.7mm
サイズ(W×D×H mm)	171×190×197
重量	3.9kg
電源	100-110V、50/60Hz、0.96A



オーダーインフォメーション

カタログNo.	価格
FS120349LJ	¥24,000

New

Fisher Scientific LabServ

デジタルオービタルシェイカー

簡単操作で使いやすい、コンパクトなシェイカー

特長

- 付属のゴムバンドの組み合わせでさまざまな容器に使用可能



- ソフトな運転開始/終了で、サンプルのこぼれを防止
- インキュベーターや冷蔵室内でも使用可能(2-40℃)
- 過積載防止機能付き(最大4.5 kg)

仕様

回転数	20-300rpm(1rpm単位)
駆動直径	19mm
タイマー	-49時間(1秒単位)
サイズ(W×D×H mm)	プラットフォーム/279×279 本体/314×310×197
重量	最大4.5kg
電源	100-240V、50/60Hz、1.5A
付属品	プラットフォーム、 プラットフォーム用ゴムマット、 ゴムバンド×8



オーダーインフォメーション

カタログNo.	価格
FS120460LJ	¥93,500

ハンディホモジナイザー 150

軽量でパワフル! 手軽に使えるハンディホモジナイザーが新発売

- クロスコンタミネーションリスクのないディスポジジェネレーター容易に着脱でき、メンテナンスもラクラク
- ジェネレーターは硬組織にも対応できる丈夫さで、数回の再使用が可能（化学滅菌、オートクレーブ可）
- 手持ち、スタンド両用
スタンド用クランプは最大20mmのロッドに取り付け可能

仕様

処理量	250μL - 30mL
回転数	5,000 - 35,000rpm
出力	最大125W
騒音レベル	72db以下
サイズ	本体/Φ64×229Hmm プローブ/Φ7×110mm
重量	466g
プローブ材質	アウターチューブ/ポリカーボネート インナーシャフト/ポリエーテルイミド
電源	115V、50/60Hz
付属品	スタンド用クランプ、ツールキット、 ディスポーザブルジェネレータープローブ×2、 プローブアダプター
認証/準拠	CE

オーダーインフォメーション

カタログNo.	製品内容	入数	価格
15-340-167	本体セット	1	¥99,500
15-340-176	ディスポーザブルジェネレータープローブ	25	¥38,500



高速ミニ遠心機

コンパクトながら 12,500rpm の高速回転が可能

特長

- すばやく加速/減速し、さまざまなプロトコルに使用可能
- 静音で振動の少ない設計
- 短時間の遠心に便利なクイックスピンモード搭載
- スピード表示は rpm/×g の切り替えが可能
- 工具不要で簡単にローター交換
- 傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載
- 米国、カナダ、ヨーロッパの安全基準および EMC 規格適合

仕様

回転数	500-12,500rpm (設定単位/100rpm)
最大遠心力	9,800×g
回転数設定単位	100 (rpm/×g)
架数	マイクロチューブ用ローター/12本 PCRチューブ用ローター/8連4本 or 個別32本
運転時間設定	タイマー (最大30分)、クイックスピン
材質	本体/ABSプラスチック 本体フタ/ポリカーボネート ローター/ガラス繊維強化ポリプロピレン (GFPP) ローターカバー/ポリプロピレン
サイズ(W×D×H mm)	171×203×114
重量	1.4kg (本体+マイクロチューブ用ローター)
電源	100-240V、50/60Hz
認証/準拠	CE、SGS、RoHS
付属品	マイクロチューブ用ローター (1.5/2.0mL チューブ用) マイクロチューブ用ローターカバー PCRチューブ (0.2mL) 用ローター (8連/個別用) 0.2mL PCRチューブ/0.5mL チューブ用アダプター×各 12



オーダーインフォメーション

カタログNo.	価格
12-006-900	¥108,000

Fisher Scientific

ミニ遠心機

回転数は 6,000rpm 固定で、微量試料のスピンダウンに適している

特長

- パーソナルユースに適したミニサイズ
- 片手で簡単に着脱できるスナップ式のローターは、マイクロチューブ用と PCR チューブ用の 2 種類が付属
- 静かな運転音で、さらにゴム製の足が振動を吸収
- フタを開けると自動停止、閉めると運転再開
- フタは紫外線カット効果の高いポリカーボネート製

仕様

回転数	6,000rpm (固定)
遠心力	2,000×g
架数	マイクロチューブ用ローター/6本 PCRチューブ用ローター/8連2本 or 個別16本
材質	本体、チューブアダプター/ABSプラスチック 本体フタ、ローター/ポリカーボネート 収納ケース、チューブラック/ポリプロピレン
サイズ(W×D×H mm)	128×153×104
重量	約815g (本体+マイクロチューブ用ローター)
電源	110-120V、50/60Hz、0.1A
認証/準拠	CE、SGS、RoHS
付属品	マイクロチューブ用ローター PCRチューブ用ローター ローター収納ケース、0.5/0.2mL チューブ用アダプター×各 6 チューブラック



オーダーインフォメーション

カタログNo.	価格
12-006-901	¥28,600

注意 スカート付マイクロチューブは使用できません。
一部のスクリーキャップチューブは本体フタと接触する可能性があります。

ミニボルテックスミキサー

コンパクトでシンプル設計

速度固定か可変の2タイプを使い勝手でチョイス

- パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ムラなくミキシング
- パワフルなのに静音で、パワーに負けないどっしりボディ
- カップに押し付けるだけのシンプル操作
- 15-50mLの遠沈管をはじめ、さまざまな種類のチューブが使用可能

仕様

駆動直径	4.5mm
電源	100-240V、50/60Hz、0.6A
保証	2年

オーダーインフォメーション

カタログNo.	タイプ	速度	サイズ	重量	価格
14-955-151	速度固定	2,800rpm	96×97×64Hmm	500g	¥26,300
14-955-163	速度可変	500-2,800rpm	96×97×105Hmm	900g	¥29,000



機器

ミキサー／シェーカー

センサー式ボルテックスミキサー

赤外線センサーが物体を感知し、自動的に運転を開始

- 強い力でチューブを押し付ける必要なし
- 堅牢で化学薬品耐性に優れた亜鉛合金製ボディ
- 3つのゴム足で接地面をしっかりとホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えない
- 標準ミキシングカップが付属
- チューブやマイクロプレートが固定できるフォームアタッチメント（別売り）

仕様

回転数	0-3,000rpm（フォームアタッチメント使用時/800rpm）
駆動径	4.5mm
材質	本体/亜鉛合金ポリマー ミキシングカップ/SEBS フォームアタッチメント/ポリエチレン
サイズ	180×220×70Hmm
重量	2.4kg
電源	100-240V、50/60Hz
認証/準拠	防水規格 IP42
付属品	標準ミキシングカップ

オーダーインフォメーション

本体

カタログNo.	タイプ	価格
FB15013	本体セット	¥41,800


フォームアタッチメント

カタログNo.	タイプ	価格
A00000012	1.5/2.0mL マイクロチューブ×19本	¥9,460
A00000014	15mL 遠沈管×5本	¥9,460
A00000015	マイクロプレート×1枚	¥10,600

▲ 注意 フォームアタッチメント使用時の最高回転数は800rpmです。



A00000012



A00000014



A00000015

マイクロプレートボルテックスミキサー デジタル

強い攪拌力と安定感のあるミキシング

- 標準付属のアタッチメントでマイクロプレート1枚がミキシング可能
- タッチ操作ができるカップヘッドが付属
- 見やすいLEDディスプレイとキーパッド操作
- 本体重量に加え、ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転
- 2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント（別売り）

仕様

運転モード	ON (カウントアップ or タイマー)、タッチ
回転数	ONモード/300-2,500rpm タッチモード/300-3,500rpm
軌道直径	3.5mm
タイマー	-9999分 (-99分59秒/1秒刻み、-9999分/1分刻み)
サイズ	137×266×114Hmm
重量	3.98kg
電源	120V, 50/60Hz, 0.25A
付属品	マイクロプレートホルダー (1枚用)、カップヘッド

オーダーインフォメーション

本体

カタログNo.	タイプ	価格
02-216-101	本体セット	¥86,300

オプション

カタログNo.	タイプ	価格
02-216-117	マイクロプレートホルダー 1枚用*	¥8,720
02-216-120	マイクロプレートホルダー 2枚用	¥10,000
02-216-116	カップヘッド*	¥5,660

*本体セット付属品



02-216-116



02-216-120

オービタルミキサー デジタル

チューブ類のミキシングに適した3D軌道ミキサー

- 均一にやさしくミキシングする3D軌道
- 取り外し可能なゴム製のマットは多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールド
- チューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、さまざまな容器にも使用可能
- 不安定な容器を固定するゴムバンド付
- 狭い空間でも使いやすい、高さを抑えたデザイン
- 数値を見やすく操作しやすいLEDディスプレイとキーパッド
- 設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付



仕様

軌道	三次元
回転数	2-60rpm
傾斜角度	20°
タイマー	-99時間59分
耐荷重	800g (プラットフォーム中央部)
サイズ	プラットフォーム: 267×305mm / 本体: 293×415×273Hmm
重量	7.4kg
電源	100-240V, 50/60Hz, 1A
認証/準拠	CE, cCSAus, RoHS, WEEE
付属品	ゴムマット、ゴムバンド×6、ゴムバンド用ネジ×10
保証	2年

オーダーインフォメーション

カタログNo.	価格
88-861-043	¥69,900

チューブローテーター

交換式ドラムで多用途に対応できる丈夫なローテーター

- ドラムの角度は横向き - 上向きの間で6段階に調節可能
- 標準付属のドラムには50mLチューブが15本セット可能
- カウントアップ、カウントダウンタイマー付
- 数値を見やすく操作しやすいLEDディスプレイとキーパッド

仕様

回転数	5-80rpm
傾斜角度	95-180° (6段階)
タイマー	-99時間59分
サイズ	293×415×464Hmm
重量	9kg (本体+ドラム)
電源	100-240V, 50/60Hz, 2.5A
認証/準拠	cCSAus
付属品	ドラム (50mL×15本用)
保証	2年

オーダーインフォメーション

本体

カタログNo.	タイプ	価格
88-861-049	本体セット	¥64,000

ドラム

カタログNo.	タイプ	価格
88-861-121	1.5/2.0mL×50本用	¥29,000
88-861-122	15mL×30本用	¥26,000
88-861-123	50mL×15本用*	¥26,000
88-861-124	5/7mL×20本+10/15mL×10本用	¥26,000
88-861-125	φ14mmチューブ×64本用	¥26,000
88-861-126	φ18.5mmチューブ×64本用	¥26,000

*本体セット付属品



88-861-121



64本用

ビーズ式ホモジナイザー

Bead Mill 4/24

機器

ホモジナイザー

多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー

- すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に
- パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能
- クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド（ビーズ充填済）チューブ
- 用途に応じて使い分け可能なビーズ
 - ガラス 0.5mm/ 酵母、細胞、菌類、バクテリア、孢子などに
 - セラミック 1.4mm/ 脳、肝臓、腎臓、肺、脾臓などに
 - セラミック 2.8mm/ 脳、肝臓、筋肉組織、皮膚、葉などに
 - メタル 2.4mm/ 骨、爪、筋肉組織、種実、穀物などに



15-340-164



15-340-184

仕様

電源	100-230V、50/60Hz
認証/準拠	CE

オーダーインフォメーション

本体

カタログNo.	モデル	処理数	処理量	タイマー	振とう速度	プログラム数	サイクル	サイズ (mm)	重量 (kg)	電流 (A)	価格
15-340-164	Bead Mill 4	2mLチューブ×4 7mLチューブ×1	25μL- 6mL	1-300秒	1-5m/秒 (設定単位:1m)	1	1	216×292 ×254H	7.48	4	¥409,000
15-340-184	Bead Mill 24	2mLチューブ×24	25μL- 2mL	1秒- 9分59秒	0.8-6m/秒 (設定単位:0.15m)	99	1-10	381×432 ×330H	29	10	¥1,150,000

消耗品 (チューブ材質: ポリプロピレン)

カタログNo.	タイプ	入数	価格
15-340-151	メタル 2.4mm (ビーズ 約0.22g)	50	¥29,100
15-340-152	プレフィルドビーズチューブ* 2mL	ガラス 0.5mm (ビーズ 約0.80g)	50 ¥29,100
15-340-153		セラミック 1.4mm (ビーズ 約0.57g)	50 ¥29,100
15-340-154		セラミック 2.8mm (ビーズ 約0.49g)	50 ¥29,100
15-340-155	プレフィルドビーズチューブ 7mL	メタル 2.4mm (ビーズ 約1.10g)	50 ¥37,200
15-340-156		セラミック 1.4mm (ビーズ 約1.65g)	50 ¥37,200
15-340-157		セラミック 2.8mm (ビーズ 約1.47g)	50 ¥37,200
15-340-158	ビーズ*	メタル 2.4mm 500g	1 ¥48,700
15-340-159		セラミック 1.4mm 325g	1 ¥48,700
15-340-160		セラミック 2.8mm 325g	1 ¥48,700
19-682		セラミック 6.5mm 325g	1 ¥48,700
15-340-161	チューブのみ 2mL*	標準	500 ¥72,800
15-340-162		強化	500 ¥82,600

*DNase/RNase フリー



15-340-151



15-340-152



15-340-153



15-340-154



15-340-155




15-340-156



15-340-157



15-340-158



15-340-159



15-340-160

超薄型マグネチックスターラー

超薄型でコンパクトな、磁気コイル方式のスターラー

- 30秒ごとに反転するパルスモード付
- 高い防塵防水規格に適合
- 持ち歩いても壊れにくい内部構造
- スターラーバーを収納しておくための便利なスペース付

仕様

最大容量 (対H ₂ O)	800mL
回転数	15-1,500rpm
回転数設定単位	50rpm
使用可能スターラーバー	最大25mm
材質	本体/ガラス繊維強化ポリプロピレン (GFPP) プレート面・パネル/ポリエステル
プレート面サイズ	φ94mm
本体サイズ	115×185×13Hmm
重量	315g
電源	100-240V、50/60Hz、5W
認証/準拠	防塵防水規格DIN EN 60529:IP 65

オーダーインフォメーション

カタログNo.	価格
14-955-150	¥18,800



バリアブルフロー ペリスタルティックポンプ

- ダイヤル操作とチューブ径のバランスで幅広く流量が調節できる小型の送液ポンプ
- キーパッド操作で、ボタンひとつでスムーズに運転
- チューブは最長で36mまで使用可能



機器

送液ポンプ

仕様

材質	ABSプラスチック
サイズ	168×120×115Hmm
重量	567g
電源	120V、50/60Hz
付属品	チューブアセンブリー (シリコンチューブ+ポリプロピレン製フィッティング/ニップル)



付属品

オーダーインフォメーション

本体

カタログNo.	モデル	流量範囲	付属チューブアセンブリー			価格
			チューブ内径	チューブ長	流量	
13-876-4	超低速	0.005-0.900mL/分	1/50 インチ (0.5mm) *	約 83mm	約 0.005 ~ 0.013mL/分	¥45,800
			1/32 インチ (0.8mm) *	約 89mm	約 0.008 ~ 0.03mL/分	
			1/16 インチ (1.6mm)	約 108mm	約 0.05 ~ 0.17mL/分	
			3/32 インチ (2.4mm)	約 114mm	約 0.08 ~ 0.36mL/分	
			3/16 インチ (4.8mm)	約 127mm	約 0.35 ~ 0.96mL/分	
13-876-1	低速	0.03-8.20mL/分	1/4 インチ (6.4mm)	約 111mm	約 0.38 ~ 1.80mL/分	¥45,800
			1/50 インチ (0.5mm) *	約 83mm	約 0.03 ~ 0.06mL/分	
			1/32 インチ (0.8mm) *	約 89mm	約 0.04 ~ 0.14mL/分	
			1/16 インチ (1.6mm)	約 108mm	約 0.25 ~ 0.8mL/分	
			3/32 インチ (2.4mm)	約 114mm	約 0.4 ~ 1.7mL/分	
13-876-2	中速	0.4-85.0mL/分	3/16 インチ (4.8mm)	約 127mm	約 1.7 ~ 4.6mL/分	¥45,800
			1/4 インチ (6.4mm)	約 111mm	約 1.8 ~ 8.2mL/分	
			1/50 インチ (0.5mm) *	約 83mm	約 0.4 ~ 0.8mL/分	
			1/32 インチ (0.8mm) *	約 89mm	約 0.6 ~ 2.2mL/分	
			1/16 インチ (1.6mm)	約 108mm	約 3.0 ~ 12.0mL/分	
13-876-3	中高速	4-600mL/分	3/32 インチ (2.4mm)	約 114mm	約 5.0 ~ 20.0mL/分	¥82,900
			3/16 インチ (4.8mm)	約 127mm	約 17.0 ~ 60.0mL/分	
			1/4 インチ (6.4mm)	約 111mm	約 18.0 ~ 85.0mL/分	
			1/16 インチ (1.6mm)	約 121mm	約 4 ~ 34mL/分	
			3/32 インチ (2.4mm)	約 137mm	約 20 ~ 90mL/分	

*印のチューブアセンブリーは付属いたしません、流量の参考として記載してあります。
1/32 インチチューブには、1/50 インチチューブアセンブリーのフィッティングが共用できます。

消耗品

カタログNo.	タイプ	価格	カタログNo.	タイプ	価格
3370JP	チューブアセンブリー (4本セット)	超低速/低速用 ¥8,440	3360JP	シリコンチューブ (7.62m)	ID1/50 インチ (0.5mm) ¥14,100
3377JP		中速用 ¥8,440	3361JP		ID1/32 インチ (0.8mm) ¥14,100
3378JP		中高速用 ¥8,440	3362JP		ID1/16 インチ (1.6mm) ¥7,160
3371JP	チューブアセンブリー (単品)	ID1/50 インチ (0.5mm) ¥2,380	3363JP		ID3/32 インチ (2.4mm) ¥7,160
3372JP		ID1/16 インチ (1.6mm) ¥2,380	3364JP		ID3/16 インチ (4.8mm) ¥9,840
3373JP		ID3/32 インチ (2.4mm) ¥2,380	3365JP		ID1/4 インチ (6.4mm) 超低速/低速用 ¥9,840
3374JP		ID3/16 インチ (4.8mm) ¥2,380	3366JP		ID1/4 インチ (6.4mm) 中速/中高速用 ¥9,840
3375JP		ID1/4 インチ (6.4mm) 超低速/低速用 ¥2,380			
3376JP		ID1/4 インチ (6.4mm) 中速用 ¥2,380			
3391JP		ID1/16 インチ (1.6mm) 中高速用 ¥2,380			
3392JP		ID3/32 インチ (2.4mm) 中高速用 ¥2,380			
3393JP		ID3/16 インチ (4.8mm) 中高速用 ¥2,380			
3394JP		ID1/4 インチ (6.4mm) 中高速用 ¥2,380			

バリアブルフロー ケミカルトランスファーポンプ

- ダイレクトドライブでパワフルで滑らかなポンプ動作
- 流量は無段階で調節が可能、流量を変更しても脈動なく送液
- 呼び水、排水が高速でできるパージ/プライムモードを搭載、反転も可能

※液体は本体内部を通過します。液接触部分の材質については下項をご確認ください。

仕様

流量	120-2,200mL/分
許容液体粘度	0-200cPs (0-0.2Pa・s)
吸込揚程	3m
許容液体温度	-40～93℃
適合チューブ内径	3/16インチ (4.8mm)
材質	本体/ABSプラスチック 液接触部分/ポリアセタール樹脂、ステンレス、フッ素ゴム、フッ素樹脂
サイズ	203×120×115Hmm
重量	454g
電源	100-240V、50/60Hz

オーダーインフォメーション

カタログNo.	価格
15-077-67	¥64,600



ご注文の受付

Fax : 0120-084-290

e-mail : fisher.order@wexer.co.jp

ウェブカタログ

https://wexer-store.com/fisher_products (8/1 以降 OPEN)

WEXER

ウィザーライフサイエンス株式会社

〒153-0042 東京都目黒区青葉台 3 丁目 12-6

TEL : 03-5784-0840 FAX : 03-5784-0845

お問い合わせ : info@wexer.co.jp

 **fisher**scientific

Authorized Representative